



DENT.

歯科医院様向資料

LION

歯科用

最後臼歯部までもっと楽に!もっとキレイに!

DENT. MAXIMA

デント.マキシマ

Toothbrush

リスクの高い最後臼歯部まで、
今まで以上に無理なく楽に毛先が届く。

long neck

rubber
grip

さらに薄く!

わずか

2.6mm

の超薄型ヘッド

ハイリスクな臼歯部を「もっと楽に!もっと

最後臼歯部までしっかり磨ける、超薄型ヘッドのDENT.MAXIMAがさらに進化。

ヘッドはさらに薄く、ネックはさらに細く。口腔内のすみずみまで、さらに毛先が届きやすくなりました。

頬粘膜や舌の影響でブラッシングしにくい部位まで効果的にプラークコントロールできます。

リスク部位は、同時にブラッシングしにくい部位です。
DENT.MAXIMAならしっかりブラッシングできます。

リスク部位


歯の喪失年齢は臼歯部が最も早くなっています。

ワースト	男 性	女 性
NO.1	左下顎第2大白歯 (58.2歳)	右上顎第2小白歯 (58.8歳)
NO.2	右下顎第1大白歯 (58.3歳)	右下顎第2大白歯 (59歳)
NO.3	左上顎第2小白歯 (59.2歳)	右下顎第1大白歯 (59.5歳)
NO.4	右上顎第2小白歯 (59.4歳)	左上顎第2大白歯 (60.4歳)
NO.5	左上顎第2大白歯 (59.9歳)	左上顎第2小白歯 (60.6歳)

資料:平成17年千葉県歯科保健実態調査

頬粘膜や舌の影響でブラッシングしにくい部位

超薄型ヘッドのDENT.MAXIMAなら、狭い口腔内の
すみずみまでしっかりブラッシングできます。



写真提供
東京医科歯科大学 歯学部附属病院
歯科衛生保健部 足達淑子 部長

POINT 1



厚さ **2.6mm**
超薄型ヘッド

ヘッドの樹脂部分を極力減らし、
狭い部位での動かしやすさを追求しました。

参考


DENT.EX Slimhead II

DENT.MAXIMA



※ヘッド先端から65mmまでの(ヘッド+ネ)
※従来品の体積を100とした場合の比率

■7番、8番に毛先が届いている感じ



100%が感じたと回答

キレイに!」ブラッシングするために。

高強度樹脂 「ポリアセタール (POM)」採用


歯車など機械部品に用いられる高強度樹脂POMの採用で、2.6mmの超薄型ヘッドと太さ3.5mmのスリムネックを実現。

65mm

超薄型
2.6mm


際まで
植毛

分の体積の比較



の樹脂部分の体積を比較

7番、8番の汚れが 落ちている感じ




94%が感じたとは回答


POINT 2

ロング&スリムネック

ネックから先の口腔内に入る部分の体積が少なくなり、操作性がより向上。だから、最後臼歯部(7番、8番)へも、今まで以上に無理なく楽に毛先が届きます。




口腔内のすみずみに 毛先が届いている感じ



84%が感じたとは回答

最後臼歯部遠心面に 毛先が届いている感じ



98%が感じたとは回答

POINT 3

弾カラバークリップ

フィット感があり、滑りにくく持ちやすいハンドルです。




ハンドルのすべりにくさ



86%が感じたとは回答

ハンドルの持ちやすさ



78%がよいとは回答

歯肉の状態に合わせて選べる3種類の毛の硬さ。

より確実なプラークコントロールのために

歯肉の健康な方に適したミディアムタイプです。



歯周病メンテナンス期のプラークコントロールに

炎症のあまり強くない方やMタイプよりやわらかい毛をお望みの方に。




歯周病の初期治療時のプラークコントロールに

歯肉に強い炎症のある方やブラッシング圧をコントロールしたい方に。



DENT.MAXIMAの 植毛部耐久性評価 (毛先開き率)

当社従来品に比べて、植毛部の
耐久性が向上しました。



■パッケージ



■ハンドルカラー



■仕様、入数と価格

商品名	ハブラシ全長 (mm)	ヘッドの大きさと 植毛配列	刷毛		内装入数	メーカー希望 歯科医院様向け価格/個	メーカー希望 患者様向け価格/個
			長さ(mm)	太さ(mm)			
DENT.MAXIMA M	185		9.0	0.20	12個 (4色×3個)	280円	380円
DENT.MAXIMA MS			9.0	0.18			
DENT.MAXIMA S			9.0	0.15			

毛の材質 ナイロン ハンドルの材質 白色部：ポリアセタール
着色部：SBC、TPC

株式会社松本歯科商会

※価格には消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

〒130-8544 東京都墨田区横綱1-2-22 ☎03(3621)6183

ライオン歯科材 検索

<http://www.lion-dent.com>

株式会社モリタ