



歯科医院様向資料

LION
歯科用

一步すすんだ歯周ケアに

Systema AX

システム エーエックス 44M・44H・45M

44H
新登場
パッケージ
リニューアル



NEW



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で、
口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く

口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く 一歩進んだ歯周ケアへ




スーパーテーパード毛の優しさと毛先到達性を活かしながら、毛先かき取り力をアップさせました。

刷掃力強化タイプ 44H新登場

植毛数を増やすことで、刷掃力を高めた歯ブラシです。

88%が「感じた」と回答



※Hタイプ(44H)は、植毛本数を増やすことで刷掃力を高めた歯ブラシです。毛が硬い(太い)わけではなく、Mタイプ(44M、45M)と同じ太さの用毛を使用し、より多くの本数を束ねて植毛しています。


出典:ライオン歯科材調査 2021年7月歯科医院調査 (n=40) 歯科医、歯科衛生士による使用テスト 7段階絶対評価

Point.1 厚さ2.6mm超薄型コンパクトヘッド


DENT.MAXIMAの超薄型ヘッド技術を活用し、ヘッドの樹脂部分を削減。植毛部も含め、ヘッド全体をコンパクト化。狭い部位にも毛先が届きやすく、口腔内での動かしやすさを追求した設計です。



Systema 44M Systema AX 44M




■ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較



・ヘッド先端から65mmまでの(ヘッド+ネック)の樹脂部分の体積を比較
 ※Systema 44Mの体積を100とした場合の比率

用毛まで含めた全体コンパクト
 超薄型 2.6mm
 際まで植毛



実物大

44H 超薄型コンパクトヘッド (刷掃力強化タイプ)


44M 超薄型コンパクトヘッド

45M 超薄型超コンパクトヘッド


Point.2 歯肉へのストレスを抑えた、スーパーテーパード毛

すべての毛先が細くしなやかな独自のスーパーテーパード毛。歯肉へのストレスを最小限に抑え、やさしく気持ちよい磨き心地。歯頸部・歯間部など、狭い隙間にも毛先がよく届きます。

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス有限要素法解析



■モデル歯肉に対する発生応力解析



Point.3 ロング&スリムネックのストレートハンドル

どんな部位にもまんべんなく届き、自然と毛先がコントロールしやすいロング&スリムネックのストレートハンドル。最後臼歯部でも無理なく毛先をコントロールできます。



開口量の少ない方*

最後臼歯部*

Point.4 どんな握り方にも対応できる ソフトラバー付き曲面グリップ

ソフトラバー付きのなめらかな曲面で、滑りにくくフィット感も抜群です。ペン、パームなど、さまざまな握り方に対応します。



*写真提供 東京都葛飾区開業 鈴木歯科医院 鈴木泰二 院長、鈴木沙央理 歯科衛生士