



歯科医院様向資料

LION
歯科用

歯周ケア歯ブラシのスタンダード*

※当社内

Systema

システム 42M・42H・44M・44H



パッケージ
リニューアル



歯肉にやさしく、歯間部・歯頸部への
到達性に優れたスーパーテーパード毛

すべての毛先が細くてしなやかなスーパーテーパード毛 歯肉にやさしく、しっかりプラークコントロール



Hタイプ
(刷掃力強化)
植毛数を増やすことで、
刷掃力を高めた
歯ブラシです。



44H
コンパクトヘッド
(刷掃力強化タイプ)



42H
レギュラーヘッド
(刷掃力強化タイプ)



42M
レギュラーヘッド



44M
コンパクトヘッド

- レギュラーサイズのヘッド 42M 42H(刷掃力強化タイプ)
- コンパクトサイズのヘッド 44M 44H(刷掃力強化タイプ)


※Hタイプ(42H, 44H)は、植毛数を増やすことで刷掃力を高めた歯ブラシです。毛が硬い(太い)わけではなく、Mタイプ(42M, 44M)と同じ太さの用毛を使用し、より多くの本数を束ねて植毛しています。

Systemaの使い分け	42M	44M	42H	44H
歯周ケアとメンテナンス	◎	◎	◎	◎
インプラント治療のメンテナンス	○	◎	◎	◎
矯正装置装着部位	○	◎	◎	◎
歯ブラシの入りにくい歯間部	○	◎	◎	◎

Point 1 全ての毛先が細くてしなやかなスーパーテーパード毛なので 歯肉へのストレスが少なく、やさしい磨き心地

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス


有限要素法による挙動解析



強いストレスを赤で表示
ライオン(株)解析データ

歯肉へのストレス


有限要素法による歯ブラシ挙動解析



強いストレスを赤で表示
ライオン(株)解析データ


Point 2 歯頸部・歯間部に毛先がよく届く、スーパーテーパード毛 毛先が細くしなやかな独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部に無理なく届き、 口腔内すみずみまでのプラークコントロールに威力を発揮します。

歯肉ポケット内毛先到達距離の比較



IADR #3272(1996)
被験者12名(28-61歳、平均50歳)、隣接3歯頰側の6部位のポケットで測定

清掃効果(歯垢付着蓄積の少なさ)



日歯周誌36(1): 206-214(1994).n=75 P<0.05

Point 3 持ちやすく、毛先コントロール性に すぐれたストレートハンドル

どんな部位でも万遍なく自然に毛先をコントロールしやすいスリムネックのストレートハンドルで、臼歯部までの毛先コントロール性にすぐれます。

Point 4 幅広い年代に支持される カラフルな5色のハンドルカラー

