

歯間ブラシ

ルミデント® ご愛顧キャンペーン

2025年 2月21日(金)～3月19日(水)

数量
限定

この期間に、いずれかのルミデント® 5本入り×10箱をご注文につき

ミッキー&ドナルド フラットトート「1枚」プレゼント!!

* 限定数量につき、なくなり次第プレゼントは終了します。

* プレゼント品は、商品とは別に後日お届けいたします。

ルミデント® 各種



(5本入り×10箱)

日本製

ミッキー&ドナルド
フラットトート

※景品のご指定はご容赦ください。




【CAD/CAM冠用／インプラント用】

ルミデント® CAD/CAM


US
ウルトラ
スリムSS
スーパー
スリムS
スリムM
ミディアム

ルミデント® iP

US
ウルトラ
スリムSS
スーパー
スリムS
スリムM
ミディアム

【通常使用】

ルミデント®

XS
エクストラ
スリムUS
ウルトラ
スリムSS
スーパー
スリムS
スリムM
ミディアムM/ハード
ミディアムハードL
ラージL/ハード
ラージハード

ルミデント® アングル

US
ウルトラ
スリムSS
スーパー
スリムS
スリムM
ミディアム

製品コード

製品名

66977022	ルミデント XS (5イリ×10)	
66974481	ルミデント US (5イリ×10)	
66974482	ルミデント SS (5イリ×10)	
66974483	ルミデント S (5イリ×10)	
66974484	ルミデント M (5イリ×10)	
66974485	ルミデント L (5イリ×10)	
66974486	ルミデント M/ハード (5イリ×10)	
66974487	ルミデント L/ハード (5イリ×10)	
66974477	ルミデント アングル US (5イリ×10)	
66974478	ルミデント アングル SS (5イリ×10)	
66974479	ルミデント アングル S (5イリ×10)	
66974480	ルミデント アングル M (5イリ×10)	
66974488	ルミデント iP US (5イリ×10)	
66974489	ルミデント iP SS (5イリ×10)	
66974490	ルミデント iP S (5イリ×10)	
66974491	ルミデント iP M (5イリ×10)	
66078885	ルミデント CAD/CAM US (5イリ×10)	
66078884	ルミデント CAD/CAM SS (5イリ×10)	
66078876	ルミデント CAD/CAM S (5イリ×10)	
66078877	ルミデント CAD/CAM M (5イリ×10)	

* 製品の特徴につきましては、裏面をご覧ください。

この製品を一度お試しになりたい方は

<https://bit.ly/3CkMK5h> に必要事項をご記載ください。スマホの
方は

「ルミデント」のお得なキャンペーンのご案内です。

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.

クルツアージャパン『ルミデント』歯間ブラシの特徴

1

ルミデントは
『滅菌』されています。

歯間ブラシを、**歯科医院専用**として
医療機器と同じガンマー線で滅菌して
います。
お口の中の衛生に気を配っている方に
特に気に入っていただいています。

2

ルミデントは
『1本ずつ包装』されています。



1本毎に包装することで、滅菌された歯間ブラシは
お使いいただくまで、**無菌状態**を保ちます。



3


ルミデントは
『1本毎に『キャップ』が付いています。』

衛生的にお使いいただけるよう、1本ずつキャップが付いています。
ご使用の際は、このキャップを後端につけると、**ハンドルが長くなり持ちやすくなります。**



4

ルミデントは
種類豊富な20タイプ『患者さんに合わせて』お選びいただけます。



フレキシブルネック

前歯部は、真っ直ぐのまま
臼歯部は、**自由な角度に曲げて**ご使用いただけます。



CAD/CAMとiPは、
インプラントに対応
したウレタンコート
ワイヤーを採用。
金属が露出した方に
適しています。



ライトアングルヘッド

90°のアングルで
頬側・舌側どちらからでも
容易に挿入できます



スワンハンドル


持ちやすさを追求した
平たいハンドルにより、
回転せず真っ直ぐ使えます。

ルミデント®

ルミデント®
CAD/CAM


ルミデント®
アングル

ルミデント®
iP




サイズ	XS	US	SS	S	M	M+ハド	L	L+ハド	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.6	0.7	0.8	1.2	1.8	2.0	2.0	2.3	0.7	0.8	1.2	1.4

※ハードタイプは毛が硬いため、矯正装置などの金属面のブラーク除去に適しています。



サイズ	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.7	0.8	1.2	1.4



サイズ	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.7	0.8	1.2	1.4

■ お問い合わせとご用命は...

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

■ 販売元

クルツアージャパン株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13
TEL.03-5803-2151

大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12



ルミデント製品公式サイト
はこちら

www.kulzer.co.jp

D11LU03-19-2502-40000MM