

LUMIDENT®

歯間ブラシ

ルミデント

Autumn

キャンペーン




数量
限定

ルミデントシリーズ歯間ブラシ 5本入 × 10 箱ご注文毎に

「キャラクター マイヤーひざ掛け」1枚 プレゼント!!

11.04(火) - 11.28(金)

日本製



製品コード	製品名	サイズ	包装
66977022	ルミデント	XS	5本入×10箱
66974481	ルミデント	US	5本入×10箱
66974482	ルミデント	SS	5本入×10箱
66974483	ルミデント	S	5本入×10箱
66974484	ルミデント	M	5本入×10箱
66974486	ルミデント	ハード	5本入×10箱
66974485	ルミデント	L	5本入×10箱
66974487	ルミデント	ハード	5本入×10箱

製品コード	製品名	サイズ	包装
66078885	ルミデント CAD/CAM	US	5本入×10箱
66078884	ルミデント CAD/CAM	SS	5本入×10箱
66078876	ルミデント CAD/CAM	S	5本入×10箱
66078877	ルミデント CAD/CAM	M	5本入×10箱

製品コード	製品名	サイズ	包装
66974477	ルミデント アングル	US	5本入×10箱
66974478	ルミデント アングル	SS	5本入×10箱
66974479	ルミデント アングル	S	5本入×10箱
66974480	ルミデント アングル	M	5本入×10箱

製品コード	製品名	サイズ	包装
66974488	ルミデント iP	US	5本入×10箱
66974489	ルミデント iP	SS	5本入×10箱
66974490	ルミデント iP	S	5本入×10箱
66974491	ルミデント iP	M	5本入×10箱

※ 限定数量につき、プレゼントは無くなり次第終了となります。

※ プレゼント品は、商品とは別に後日お届けいたします。

(裏面をご覧ください)

サンプルの
ご希望は


「ルミデント」のお得なキャンペーンのご案内です。

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Giving a hand to oral health.

ウレタンコートワイヤー

「ルミデントCAD/CAM」「ルミデントiP」に採用




ワイヤーを樹脂でコーティング。歯と歯ぐきにやさしい歯間ブラシ。

- インプラントを入れている患者さんに。ガルバニック電流の発生も抑える
- CAD/CAM冠セット後のメンテナンスに。CAD/CAM冠を傷つけにくい

種類は2種類

ネックが自由に曲がる 90°アングルネックの
ルミデントCAD/CAM ルミデントiP




ガルバニック電流 (ガルバニー電流) とは

異種金属が唾液を介して接触した時に流れる微弱な電流
アルミ箔を噛んだ時のキーンもガルバニック電流の一種

ウレタンコートの有無による磨耗度の違い

(試料: 当社レジンプロック (ディーマハイブリッドレジンプランク プラス))



ウレタンコート なし

ウレタンコート あり



製品の詳しい説明
はこちら

ルミデント ラインナップ

ウレタンコートワイヤー

ルミデント®

ルミデント®
CAD/CAM

ルミデント®
アングル

ウレタンコートワイヤー

ルミデント®
iP



サイズ	XS	US	SS	S	M	Mハード	L	Lハード
最小 通過径 (mm)	0.6	0.7	0.8	1.2	1.8	2.0	2.0	2.3


※ハードタイプは毛が硬いため、矯正装置などの金属面のブラーク除去に適しています。



	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.7	0.8	1.2	1.4



	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.7	0.8	1.2	1.4



	US	SS	S	M
最小 通過径 (mm)	0.7	0.8	1.2	1.4

■ お問い合わせとご用命は…

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13

TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp