

CRT[®] Caries Risk Test

CRT カリエスリスクテスト

2つの菌を1本で。 培養時間も一緒です。

CRTを使用して唾液を調べることで、カリエスのなりやすさをチェックできます。

CRT バクテリアは、培地の両面を使用して、1本でミュータンス菌とラクトバチルス菌を一度に培養でき、48時間で同時にチェックできます。

また、CRT バッファーは、唾液の緩衝能を5分で簡単にチェックできます。

導入には、各3回分がセットになった、CRTイントロパックがお得です。


CRT バッファー

テスト紙に唾液を滴下して、5分で緩衝能をチェックできます。



CRT バクテリア

ラクトバチルス
用培地



ミュータンス菌
用培地

553545AN

CRT イントロパック 各3回分

CRT バクテリア×3、CRT バッファー ×3
CRT パラフィン×10、スポイト×6
記名シール×3、
患者向けインフォメーション×3

¥ 5,900



www.ivoclarvivadent.jp


Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24 | TEL 03-6801-1301 | FAX 03-5844-3657

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

CRT[®] Caries Risk Test

CRT カリエスリスクテスト

1回の唾液採取で、予防の動機付けに！



SM菌もLB菌も、
48時間で1度に培養できます。



ブラークでも培養でき、ガムが噛めない
子供にも使用できます。



光源下でははっきり見えるので、
簡単に撮影して残せます。

培養器の導入をお考えなら

25～55℃までの温度調整ができる、小型の培養器です。
簡単な操作で、手軽に唾液テストを始められます。

538325NU 1セット

カルチュラインキューベータ

標準価格 ¥59,600



製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL :03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRZ001L01

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation