

フィジオクリーンプロ色素用Ⅱ新発売・キラリ錠剤で愛顧感謝リーフレット付きキャンペーン

期間 2021年6月21日～7月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『フィジオクリーンプロ色素用Ⅱ新発売・キラリ錠剤で愛顧感謝リーフレット付きキャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科院内用 義歯洗浄剤

新発売

フィジオクリーンプロ色素用Ⅱ

次亜塩素酸ナトリウム配合で洗浄・除菌効果を発揮し、タバコのヤニやガンコな着色汚れも短時間で除去します。


1.2L

■標準価格 4,300円
品目コード 204530563



4.0L

■標準価格 10,500円
品目コード 204530564



それぞれを

特別価格にてご提供!!

患者さん用 義歯洗浄剤

フィジオクリーンキラリ錠剤 6箱と

■標準価格 4,500円



フィジオクリーンキラリ錠剤 1箱と

■標準価格 30錠入(3g×30) 750円
希望患者価格 900円(税別)



フィジオクリーンキラリ錠剤患者向けリーフレット (30枚)

■標準価格 30枚入 550円



詰め合わせて

特別価格にてご提供!!

キャンペーンコード 204530582

PHYSIO CLEAN PRO for DENTURE STAIN II

フィジオクリーンプロ 色素用Ⅱ



使用前



タバコのヤニが付着した義歯。

使用中



フィジオクリーンプロ色素用Ⅱと超音波洗浄器にて10分間洗浄。

使用後



フィジオクリーンプロ色素用Ⅱから取り出し、すすいだ義歯。着色汚れが除去できています。

ガンコな着色汚れも短時間で除去!

超音波洗浄器で5～10分間洗浄することで、タバコのヤニやガンコな着色汚れを短時間で除去します。当社従来品から洗浄時間を短縮、簡単に洗浄できるようになりました。

※「フィジオクリーンプロ 色素用Ⅱ」で落ちない歯石は、「フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ」をご使用ください。

次亜塩素酸ナトリウム配合

次亜塩素酸ナトリウム配合で洗浄・除菌効果を発揮し、カンジダ菌やその他細菌を除去します。

希釈して使用できます


義歯の汚れに応じて最大3倍まで希釈して使用できます。ガンコな汚れの場合は希釈せず原液のままお使いください。

歯科専売 義歯洗浄剤
フィジオクリーン

キラリ。



バイオフィーム



汚れが剥かれ落ちるイメージ

ヌメリ・臭いを洗浄!

二酸化チタンの触媒効果でバイオフィームに浸透し、ヌメリや臭いを剥がし落とします。汚れの再付着を防ぎ、カンジダ菌や細菌を除菌・脱臭します。また無香料のため、刺激臭が苦手な方にもおすすめです。

義歯を傷めにくい中性タイプ

義歯を痛めにくいpH中性に配合しています。金属の黒ずみ化を抑え、チタンやパラジウム合金などの金属床義歯や部分義歯にも使用可能です。

タバコのヤニやしつこい着色汚れを洗浄!

長時間発泡により配合している各種成分をすみずみまで行き渡らせ、汚れを洗浄します。洗浄作用を高めるため、40度くらいのぬるま湯で一晩浸け置きすることをおすすめします。

※レジンや人工歯内部に入り込んだ汚れや強固な歯石は除去できないため、院内にて修理・洗浄の後にご利用ください。

患者さんのホームケア



義歯洗浄剤
フィジオクリーン 歯石くりん

歯石溶解力
酸のチカラでゆるやかに歯石を除去!

■標準価格 30錠入(3g×30) 1,000円(税別) 204530572
希望患者価格 1,200円(税別)




義歯洗浄容器
フィジオクリーン 入れ歯保温洗浄容器

持ち運びに便利な取手付!
上下2床のフルデンチャーがそのまま入ります。

■標準価格 400円(税別) 204530571
希望患者価格 500円(税別)

オフィスケア




義歯洗浄剤
フィジオクリーン プロ 歯石用Ⅱ

義歯に付着した歯石を溶かして除去する強力義歯洗浄剤

診療室で短時間に歯石やバイオフィームを強力分解・除菌できるプロユースの義歯洗浄剤。

■標準価格
フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ 1.2L 3,900円 204530548
フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ 4.0L 9,800円 204530549



製造 NISSIN

東日本営業所 東京都台東区雷門二丁目3番11号 ビッグベンビル7階 〒111-0034 T 03.3841 5550
西日本営業所 京都市南区唐橋平町8 〒601-8469 T 075.681 5346
http://www.nissin-dental.jp

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)