

クラレブランド

# 接着力の集大成

セメント




## パナビア® V5 接着強固



製品の紹介ページもぜひご覧ください。

### パナビア® V5の接着 ~接着力の強さの秘訣~





#### タッチキュアによる接着界面の封鎖

トゥースプライマーには新規の高活性重合促進剤を採用しており、トゥースプライマーを塗布した歯質とセメントペーストが接着界面で接触することにより、重合が促進されます(タッチキュア)。これにより、界面の封鎖が期待できると同時に、強固な接着により、歯質と補綴装置と一体化させることが可能です。

● 酸化剤(化学重合触媒) ● 新規重合促進剤(化学重合促進剤) ● 還元剤(化学重合促進剤)

### 高い象牙質への接着力



測定条件: 牛歯#1000研磨面、歯面面積3mm<sup>2</sup>、化学硬化、37°C水中に1日浸漬後(37°C1日)、または、サーマルサイクル後(4-60°C、4000回:TC4000)、測定装置: オートグラフ AG-100kN(島津製作所) クロスヘッドスピード: 2mm/min

クラレ/リタケデンタル(株)測定条件により数値は異なります。

ボンディング

## クリアフィル® メガボンド® 2 原点回帰

発売 5周年!



製品の紹介ページもぜひご覧ください。

### メガボンドの原点 ~接着力の強さの秘訣~



クリアフィル®  
メガボンド® 2の  
ステップ



脱灰・浸透

スマエ層の溶解・歯質への浸透



硬化

強固なボンド層の形成

ポイント!

親水性と疎水性の成分を分けて塗ることで、それぞれの能力を効果的に発揮することが期待できます。


### 新たに高活性の光重合触媒を導入しました!

ポイント!

ベンキュアー 2000 高出力モードであれば、たったの3秒で硬化します。治療中に唾液や呼吸が混入するリスクを減らすことができます。



従来品  
クリアフィル®  
メガボンド®の  
光重合触媒




R・R ラジカル

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER ではじめる

# 簡単・高接着なシステム提案

## 強固なボンド層による象牙質の保護

薄膜で強固なボンド層の形成により、印象採得などによる負荷でも剥離が生じにくく、長期的な象牙質のコーティングが期待されます。



## 象牙質レジンコーティング

クリアフィル®  
ユニバーサルボンド  
Quick ER

## この1本で オールマイティに 使える

ボンド塗布後の「待ち時間なし」で「高接着」を実現  
クリアフィル®メガボンド®に近似した機械的特性  
内容 5.6mL×1本  
標準価格 13,400円 202430583



## SAルーティング® Multi 面倒な接着前処理はもう不要!

オートミックス （ペースト単品）  
ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント  
内容 Aペースト / Bペースト 8.2g (4.6mL) × 1本  
付属品 ミキシングチップ（合着用）×20個  
標準価格 10,700円  
ユニバーサル 202440212 ホワイト 202440213 トランスルーセント 202440214

ハンドミックス （ペースト単品）  
ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント  
内容 Aペースト / Bペースト 9.2g (5mL) × 1本  
標準価格 7,700円 ユニバーサル 202440202 ホワイト 202440203 トランスルーセント 202440204



## 支台築造

触れると固まる  
タッチキュアテクノロジー

クリアフィル®DCコア オートミックス® ONE

## 支台築造

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」は「クリアフィル®DCコア オートミックス® ONE」と接触すると、硬化を開始しますので根管内にも使用することが可能です。  
※「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」には、必ず光照射をしてください。  
内容 Aペースト 8.9g (4.5mL) Bペースト 9.0g (4.5mL) 1本 / ミキシングチップ 20個 / ガイドチップ（太）10個 / ガイドチップ（細）10個  
標準価格 各9,500円 デンチン 202420942 ホワイト 202420943

## CR充填修復 ※3 「ボンド塗布後の待ち時間なし」によるスムーズな治療

クリアフィル®マジスティ ESフロ- <Low> Universal 新色\*


1本で天然歯の色に馴染む新たなフロアブルCRの誕生!

内容 レジン充填材 (Low) (U, UD, UOP, UW) 各2.7g (1.5mL)  
付属品 ニードルチップ (N) (5個)、ニードルチップキャップ (5個)  
標準価格 各4,300円 U 202440600 UD 202440601 UOP 202440602 UW 202440603



## CR充填

## セメント 接着



## 臨床に役立つ 3つのポイント



1シェードで幅広い色調適合性 前歯部も、主要シェードはUシェードかUDシェードのいずれか1本で修復できます。



人歯せん断接着強さ (「SAルーティング® Multi」との併用)



## 業界初


## シラン含有

長鎖シランカップリング剤「LCSi」  
CAD/CAMレジン冠・歯科用陶材・シリカ系ガラスセラミックス (ニケイ酸リチウム) へ高い接着性を発揮する

## 接着性モノマー含有

リン酸エステル系モノマー「MDP®」  
歯質・金属・ジルコニアなどに高い接着性を発揮する

## CAD/CAMレジン冠のセメント接着※2



写真提供: 朝日大学 高垣智博先生

# パナビア® V5 クリアフィル® メガボンド® 2 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER ご愛顧感謝キャンペーン 高接着シリーズ

[実施期間] 2021.8.23>>>9.17

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「パナビア® V5・クリアフィル® メガボンド® 2・クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ERご愛顧感謝キャンペーン ~高接着シリーズ~」を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

## パナビア® V5 スターターキットを

■標準価格 23,000円 202430601

<商品構成>  
 パナビア® V5 ベースユニバーサル(8.1g / 4.8mL)×1本  
 パナビア® V5 トライインペーストユニバーサル(2.4g / 1.8mL)×1本  
 パナビア® V5 トゥースプライマー(2mL)×1本  
 クリアフィル® セラミックプライマー プラス(2mL)×1本  
 K エッチャント シリジ(3mL)×1本

販売名 パナビアV5  
 一般的名称 歯科用セメントキット  
 医療機器認証番号 226ABZ00108000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

<付属品>  
 ミキシングチップ(含筒用)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×5個、ガイドチップ(エンド用細)×5個、エーデルチップ(E)×20個、アプリケーションブラシ(ファイン<シルバー>)×50本、ディスク小筆(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和血(FPN)×1個

特別価格にてご提供!

## クリアフィル® メガボンド® 2 キットを

■標準価格 17,500円 202430270

■内容  
 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、  
 混和血(C)1個、遮光板(C)1個、  
 アプリケーターブラシ  
 (ファイン<シルバー>)50本

販売名 クリアフィル® メガボンド® 2  
 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)  
 (歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)  
 医療機器認証番号 227ABZ00114000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

特別価格にてご提供!

## クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER 単品1箱を

■標準価格 13,400円 202430583  
 ■内容 5.6mL×1本

販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER  
 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)  
 (歯科金属用接着材料)  
 (歯科用知覚過敏抑制材料)  
 (歯科用シーリングコーティング材)  
 医療機器認証番号 226ABZ000065000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

特別価格にてご提供!

## クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER Wパック1箱を

■標準価格 24,120円 202430584  
 ■内容 5.6mL×2本

特別価格にてご提供!

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2021年8月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書をお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお問い合わせください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ  
 大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
 お問い合わせ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
 <歯科医療従事者様専用>  
 www.dental-plaza.com

株式会社 松本 歯科 商会  
 代表取締役 松本 渡  
 仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号  
 TEL (293) 3588 (代表)

## 関連商品のご紹介

パナビア®V5を使用して、審美補綴装置にも高接着!

歯科切削加工用セラミックス  
 パタケ カタナ®ジルコニア

**KATANA® Zirconia**

8/23 新発売  
 ジルコニア!

**YML** イットリア マルチ レイヤー  
 Yttria Multi Layered

マルチレイヤー構造 / 焼成変形の軽減 / 豊富な色調ラインナップ  
 シェードガイドに準じた色調に加え、高い透光性を有するエナメル層と明るく生命感のあるボディ層が境目のない滑らかなグラデーションを有しています。独自に開発したジルコニア原料と成型技術、高い品質管理によりロングスパンブリッジにおいても高い適合精度を達成しました。

<b>YML</b>	NW	A1	A2	A3	A3.5	A4
	B1	B2	B3	C1	C2	C3
					D2	D3

グレース仕上げで目標シェードとなるように色調設定されています。研磨仕上げでは暗くなるため、目標色より明るいシェードの選択をお勧めします。

ディスク直径:98.5mm  
 ディスク厚み:14、18、22mm

標準価格 14mm 各36,000円 202270653  
 18mm 各38,000円 202270654  
 22mm 各43,000円 202270655

一般的名称 歯科切削加工用セラミックス  
 販売名 ノリタケ カタナ® ジルコニア  
 医療機器認証番号 223AFBZX00185000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



クリアフィル®メガボンド®の高い辺縁封鎖性にフッ素徐放性と抗菌性を付与したボンディング材です!

## クリアフィル® メガボンド® FA

**F** 表面処理フッ化ナトリウム含有  
 フッ素

**A** 抗菌性モノマー MDPB含有  
 アンチバイ菌

配合された表面処理フッ化ナトリウムからフッ素が徐放されます

歯質 NaF NaF NaF NaF NaF

■セット 標準価格 18,500円 202410910  
 プライマー(6mL)1本 スポンジ小片(NL)1箱  
 ボンド(5mL)1本 アウターケース 1個  
 遮光板(B) 1個  
 混和血(B) 1個

販売名 クリアフィル® メガボンド® FA  
 一般的名称 医薬品含有歯科用象牙質接着材  
 医療機器認証番号 2170BZZ00442000  
 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスII)

塩化セチルピリジニウム(CPC)の抗菌メカニズム

安定している細菌 → CPCが近づくと... → 電荷バランスが崩れて細胞膜が崩壊する → 抗菌性を発現

※抗菌性モノマー MDPBは、2次う蝕抑制効果は臨床的に実証されていません。  
 MDPBは、抗菌剤 塩化セチルピリジニウムに類似した抗菌部位を有しています。

CAD/CAM冠(アベンシア®N)にはクリアフィル®ユニバーサルボンド QuickER+SAルーティング®Multiの接着システム!

## カタナ® アベンシア® N

形状 種別 a軸 b軸 c軸  
 14L 14.5 14.5 18 (単位: mm)

■商品 切削加工用レジン...各5個/箱  
 色調: ML (A1、A2、A3、A3.5、B1、B2)  
 標準価格 各26,150円/箱 202270729

販売名 カタナ®アベンシア®N  
 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料  
 医療機器認証番号 301AFBZX00015000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

## カタナ® クリーナー

血液や唾液、仮着材・仮封材の残留物による汚染を清掃し、併用する接着材料の接着性を向上

補綴装置・支台歯にオールマイティに使える

補綴装置  
 金属/ジルコニア/CAD/CAM レジン冠/歯科用陶材/シリカ系ガラスセラミックス/ファイバーポスト

支台歯  
 歯質/金属コア/レジンコア

接着前の清掃に

単品 4mL 標準価格 4,200円 202430870

販売名 カタナ®クリーナー  
 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)  
 医療機器認証番号 301ABZ00015000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)