

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal

Super Low Low High

ご愛顧感謝キャンペーン

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、**【実施期間】 数量限定 2022.2.21>>>3.18**「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー

Universal 単品

■標準価格 各4,300円
202440600~202440603
202440610~202440612
202440620,202440621


- レジン充填材<Super Low・Low・High> 各2.7g (1.5mL)
- 付属品 ニードルチップ(N) (5個)、ニードルチップキャップ(5個) ※本品は、袋包装です。



特別価格にてご提供!

○シェードラインナップ

	Super Low	Low	High
U	●	●	●
UD	●	●	●
UOP	●	●	●
UW ^{※1}	●	●	●



通常色も継続発売中!!

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー

内容 レジン充填材(各2.7g/1.5mL)
標準価格 各4,300円 202430321~202430325
202430301~202430312
202430341~202430344



クリアフィル® マジェスティ® ESフロー <Low> Universal バリューストック(U 3本組)

■標準価格 12,900円

- レジン充填材<Low>(U) 2.7g (1.5mL) X3本組 ※本品は、単品3本を
- 付属品 ニードルチップ(N) (5個) X3組、ニードルチップキャップ(5個) X3組 組み合わせています。



特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202440608

販売名 クリアフィル®マジェスティ® ESフロー 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号 224ABBZ00170000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本 歯科 商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

モリタより
ご提案

コンポジットレジン修復での使用材料紹介

II級CR充填ステップ



術前



プレウェッジを行いながらう蝕歯質を除去し、窩洞形成



II級マトリックスシステムを使用した隔壁



ボンディング処理後CR充填



形態修正、研磨

写真提供：徳島大学 保坂 啓一 教授

う蝕検知には

カリエスティテクター

軟化象牙質第一層は赤く、第二層はピンクに染色することによりこれらの識別を容易にし、う蝕除去を確実なものにします。

包装 4mL
標準価格 1,900円 202120220



う蝕歯質の除去には

MI ステンレスパー (CA)

2/21~3/18
キャンペーン対象品

MI重視 軟化象牙質を選択的に除去

形態 #1/2, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #1~6
最高許容回転数 22, 28mm 1,200 min-1
34mm 800 min-1

標準価格 2,700円 202490696~698

特別価格にてご提供!

販売名 マニステンレスパー
一般名称 歯科用ステンレスパー
医療機器届出番号 09B1X0006001010
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
製造販売 モリタ株式会社
発売 株式会社モリタ



コンタクトポイントの緊密には

コンポジット 3D システム フュージョンキット II

1/21~3/18
キャンペーン対象品

強い歯間離開力・隣接面の解剖学的な豊隆・患部への適合性を全て備えた II級窩洞用3Dマトリックスシステム

<商品構成>

- 3DリテーナーフュージョンS1
- フュージョンウェッジ4種×各10入
- フュージョンバンド5種×各5入
- エクストラモール10入
- スモール5入
- エクストラモール×5入
- スモール×5入
- スタンダード×5入
- ラージ×5入
- リングフォーセップスフュージョン1入

標準価格 41,800円 206830003

特別価格にてご提供!

販売名 コンポジット 3D システム
一般名称 歯科用充填・修復材補助器具
医療機器届出番号 27B1X0010800236
製造 モリタデンタル・ソリューションズ
製造販売 株式会社モリタ



ボンディング処理・CR充填には

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

ボンド塗布後の「待ち時間なし」で「高接着」を実現
クリアフィル®メカボンドに近似した機械的特性

内容 5.6mL×1本

標準価格 13,400円 202430583

販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER
一般名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材) (歯科金具用接着材)
(歯科用知覚過敏抑制材料) (歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器届出番号 22BABZ00065000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



この1本でオールマイティに使える

「ちょうどいい」が見つかる クラレノリタケデンタルコンポジットレジンシリーズ

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー

Universal Super Low Low High

選べる3種類の
フロー性

2/21~3/18
キャンペーン対象品

内容

レジン充填材

(各2.7g/1.5mL)

標準価格

各4,300円

202440600~202440603

202440610~202440612

202440620,202440621

特別価格にて
ご提供!

詳しい情報は
こちらから

販売名 クリアフィル®マジェスティ® ESフロー

一般名称 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器届出番号 224ABBZ00170000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

クリアフィル® マジェスティ® IC

やわらかいのに
べたつきにくいペースト

さらっ! ぷにっ!

内容

レジン充填材

(各2.6g/1.5mL)

色調

A1, A2, A3, A3.5, A4,

W(乳歯色), A2E, A2D(OP)

付属品

ディスプレイングチップ(20個),

ディスプレイングチップキャップ(3個)

標準価格

各4,300円 202430871~202430875

202430880

202430882~202430883

詳しい情報は
こちらから

販売名 クリアフィル®マジェスティ® IC

一般名称 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器届出番号 230ABBZ000011000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

クリアフィル® マジェスティ® ES-2

ベーシックなペースト

べたっ!

内容

レジン充填材

(各3.6g/2.0mL)

色調

A1, A2, A3, A3.5, A4,

B1, C2, C3, C4, D2, D3,

XW, W, OA2, OA3, KA6

標準価格

各3,400円 202430020~202430039

詳しい情報は
こちらから

販売名 クリアフィル®マジェスティ® ES-2

一般名称 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器届出番号 224ABBZ00119000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)


クリアフィル®マジェスティ®ESフロー Universal

- Super Low
- Low
- High



CR充填に
これ1本!/

クリアフィル®マジェスティ®ES フロー Universal なら! **1本で様々な窩洞に色調も操作もラクラク!**



日々のCR充填に
お使いいただけます

クリアフィル®マジェスティ®ES フロー Universal なら! **主要シェードに1本で色合わせが可能!**

1シェードで幅広い色調適合性 前歯部も、主要シェードはUシェードかUDシェードのいずれか1本で修復できます。

シエード対照表※

白歯 I/II級	ホワイトニング色	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4	変色歯
前歯 III/IV/V級																		

※人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります
※UOPは1本で充填することも可能ですが、UやUDで充填の方がより審美的です。

クリアフィル®マジェスティ®ES フロー Universal が! **臨床に役立つ3つのポイント!**

- 1 良好な色調適合性!**
自然な仕上がりに!
- 2 どのシェードを使うか迷わず選択!**
ESフローユニバーサルなら 1本で色調調整が可能!
- 3 チェアサイドにこれ1本! 在庫の削減に!**

クリアフィル®マジェスティ®ESフロー Universal 選べる3種類のフロー性

Super Low U,UD

ピタッ!

採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

Low U,UD,UOP,UW

とろピタッ!

採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

High U,UD,UOP

とろっ!

採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

咬合面の形態付与に(咬頭や隆線の形成)

垂れにくいペースト性状で、形を造りたいときに使用できます。周縁の歯質やコンポジットレジンに色調が親和します。

【例】

様々な症例に導入をご検討の方まずは 1本!

適度な柔らかさと形態保持性を持つ性状で、幅広い症例に使用できます。様々な症例において、周縁の歯質やコンポジットレジンに色調が親和します。

【例】
I級 IV級

小さな窩洞や、ライニングに

流れのよい性状で、小さな窩洞や窩底部に使用できます。前歯部の小さな窩洞でも充填部の明度低下を防いで色調が親和します。

【例】
I級 II級

クリアフィル®マジェスティ®ESフローの使いやすさのポイント

重合前後の色調差が小さい

糸引きが生じにくい

光重合前 光重合後

押し出しやすいだけでなく、扱いやすいペースト性状

「クリアフィル®マジェスティ®ESフロー Universal」前歯IV級修復症例 症例提供: 田代 浩史 先生

術前: 前歯部破折症例へのコンポジットレジンIV級修復を計画

3Dタイプのクリアマトリックスを活用して、ESフロー Universal(Low)による充填操作

術後: 適切な色調咬合により、短時間で審美的回復が可能

モリタHP製品ページはこちら