

歯科動揺歯固定用接着材料

ライトフィックス® サンクスキャンペーン

キャンペーン期間 2022年4月21日～5月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ライトフィックス サンクスキャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「ライトフィックス セット」と「ライトフィックス ペースト単品」を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科動揺歯固定用接着材料

ライトフィックス® セット



ライトフィックス ペースト(クリア) ----- 2本(各1.5mL)
 19Gニードル ----- 10本(ニードルキャップ(グレー)2個付き)
 ライトフィックス エッチャントゲル ----- 1本(3mL)
 23Gニードル(青) ----- 5本(ニードルキャップ(青)1個付き)

標準価格 11,000円 204610541

特別価格にてご提供!

歯科動揺歯固定用接着材料

ライトフィックス® ペースト



ペースト(クリア)

ライトフィックス ペースト(クリア) ----- 1本(1.5mL)
 19Gニードル ----- 5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

標準価格 4,400円 204610543

それぞれ**特別価格**にてご提供!



ペースト(ティースカラー)

ライトフィックス ペースト(ティースカラー) -- 1本(1.5mL)
 19Gニードル ----- 5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

標準価格 4,400円 204610547

治療スピードが求められる動揺歯固定に!

ライトフィックス®は外傷固定や軽度の膿漏固定などに適した光硬化型の動揺歯固定用接着材料です。

エッチャントゲル、ペースト共にシリンジからダイレクトに塗布できるため、手早く操作していただけます。

また、ペーストは光重合タイプのため短時間で硬化します。

簡単3ステップ

被着面処理



被着面にエッチャントゲルを塗布→30秒後、水洗・乾燥

ペースト塗布



被着面にペーストを塗布

光照射



唇側面と舌側面から光照射



※唇側面・舌側面それぞれ10秒照射

Easy Operation

シリンジからダイレクトに塗布できます

Speedy

光硬化型でスピーディーに硬化します

光照射時間

種類	光強度	時間
LED	1,000mW/cm ² 以上	10秒
ハロゲン	400mW/cm ² 以上	20秒
キセノン	1,840mW/cm ² 以上	6秒

●販売名 ライトフィックス ●一般的名称 歯科動揺歯固定用接着材料 ●医療機器認証番号 227AFBZX00114000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2022年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売 サンメディカル株式会社

滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
 ①歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
 代表取締役 松本 渡
 仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
 TEL (293) 3588 (代表)