

三菱トレークリーナー ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】

2022.10.21~11.18

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜り有難うございます。この度日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして「三菱トレークリーナー ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会にご利用ください。

印象体を削り落とさずにそのまま溶液へ

アルギン酸塩印象材専用剥離材

三菱トレークリーナー Advance

単品×1個

内容
三菱トレークリーナー Advance
1000mL
標準価格 8,600円 202330223

使い方動画が
ご覧いただけます。



予め印象体を削り
落とす手間がありません。



印象体が付いたまま
浸漬します。



印象体が柔らかくなり
楽にはがせます。

6倍希釈
1本(1000mL)で
実用液 6L分

特別価格にてご提供！

一晩浸け置きで印象材と
トレーの接触部を溶かします

アルギン酸塩印象材清掃剤

三菱トレークリーナーII

単品×1個

内容
三菱トレークリーナーII 1本 1000mL
標準価格 3,200円 202330220



20倍希釈液(1Lの水に
本品50mL)に一晩浸漬し
取り出した様子



網に絡んだ印象材を
ブラシで落とす様子



細かい網までスッキリ清掃

20倍希釈
一晩漬け置き

特別価格にてご提供！

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2022年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造 株式会社菱化デンタル

発売 株式会社 MORITA

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)

<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会

代表取締役 松本 渡

仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号

TEL (293) 3588 (代表)