

		ご注文数				
ブレードタイプ		ステンレススチール		XP	XP Pro Thin	
ハンドルタイプ		1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X)イーグルライト	3/8インチ(X)イーグルライト	3/8インチ(X)イーグルライト Pro Thin
グレイシー キュレット	G1-2					
	G3-4					
	G5-6					
	G7-8					
	G9-10					
	G11-12					
	G13-14					
	G15-16					
グレイシー アクセス	GA00-0					
	GA1-2					
	GA3-4					
	GA5-6					
	GA7-8					
	GA11-12					
グレイシー ディープ ポケット	GA13-14					
	GA15-16					
	G1-2DP					
	G3-4DP					
	G5-6DP					
	G7-8DP					
	G11-12DP					
	G13-14DP					
	G15-16DP					

		ご注文数				
ブレードタイプ		ステンレススチール		XP	XP Pro Thin	
ハンドルタイプ		1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X)イーグルライト	3/8インチ(X)イーグルライト	3/8インチ(X)イーグルライト Pro Thin
シクルスケーラー	H5-33					
	H6-7					
	J4-U5					
	M23					
	ブラックジャック					
	204S					
	204SD					

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引先店 株式会社松本歯科商會

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。
また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

株式会社松本歯科商會

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594
E-mail info@matsumoto293.com

関連製品

テストスティック

スケーラーやキュレットの刃部の鋭利さを確認するためのスティックです。

包装・希望医院価格●1本入 ¥680 6本入 ¥3,350

インスツルメントの第一シャングをテストスティックに平行にし余分な力を入れず軽く圧をかけます。この時インスツルメントは引きません。

	第一シャングのエッジがテストスティックに	
	食い込むような引っかかり感がある (鋭利なカット・イングエッジ)	かみ合う表面を滑ってしまう (鈍なカット・イングエッジ)
ステンレススチール	使用可能	シャープニング
XPシリーズ	使用可能	交換時期

〔対象製品〕いずれか3本

キャンペーン期間 2023. 2.21 ~ 4.20

数量限定

アメリカンイーグル American Eagle ご愛用感謝キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「アメリカンイーグル ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

**スケーラー・キュレットの対象製品いずれか3本と
インスツルメント カセット ミントグリーン(5本用)を組み合わせて価格にてご提供!!**

対象製品

- XPシリーズ
- ステンレススチール

いずれか **3** 本

**インスツルメント カセット
ミントグリーン(5本用)**

【期間限定販売品】希望医院価格 ¥3,500

1 個

※サイズ: 約W191×D78×H25mm
※5本用のインスツルメントカセットです。
※使用例写真のインスツルメントは含まれておりません。

3 本選ぶのに迷ったら...

全額のSRPに必要な **3 本セット**はこちら!

グレイシーキュレット G5-6 前歯用
グレイシーキュレット G11-12 白歯部 近心面
グレイシーキュレット G13-14 白歯部 遠心面

あると便利な **1 本**はこちら!

グレイシーアクセス GA00-0 特に狭い部位へのアプローチに最適!!
シクルスケーラー M23 / M23 XP Pro Thin 1本で全額をチェックできる 優れもの

グレイシーキュレット 使用部位

前歯部 00-0 / 1-2 / 3-4 / 5-6
白歯部 7-8 / 9-10
白歯部(近心) 11-12 / 15-16
白歯部(遠心) 13-14 / 17-18

シクルスケーラー 使用部位

前歯部 H5-33 / H6-7 / J4-U5
白歯部 204S
白歯部(遠心) 204SD
前歯部・白歯部共用 M23 / ブラックジャック

2月21日 発売!!

アメリカンイーグル ファイル ハーシュフェルト

ファイル ハーシュフェルト H3-7 頬舌・唇舌面用



ファイル ハーシュフェルト H5-11 近遠心用



New!

用途
塊となった
歯石を砕く
ファイルタイプ

動画で確認!

〈操作方法〉

佐藤昌美先生
(池田歯科クリニック 歯科衛生士)



グレイシーキュレット

Gracey Curettes

ブレードタイプ		ステンレススチール		XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ		1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト Pro Thin
グレイシー キュレット (G)	G1-2 [前歯部]				
	G3-4 [前歯部]				
	G5-6 [前歯部]				
	G7-8 [臼歯部]				
	G9-10 [臼歯部]				
	G11-12 [臼歯部(近心)]				
	G13-14 [臼歯部(遠心)]				
	G15-16 [臼歯部(近心)]				
グレイシー アクセス (GA)	GA00-0 [前歯部]				
	GA1-2 [前歯部]				
	GA3-4 [前歯部]				
	GA5-6 [前歯部]				
	GA7-8 [臼歯部]				
	GA11-12 [臼歯部(近心)]				
	GA13-14 [臼歯部(遠心)]				
	GA15-16 [臼歯部(近心)]				
グレイシー ディープ ポケット (DP)	G1-2DP [前歯部]				
	G3-4DP [前歯部]				
	G5-6DP [前歯部]				
	G7-8DP [臼歯部]				
	G11-12DP [臼歯部(近心)]				
	G13-14DP [臼歯部(遠心)]				
	G15-16DP [臼歯部(近心)]				

グレイシーキュレットの形状		グレイシーアクセスの形状		グレイシーディープポケットの形状	
スタンダードタイプ		スタンダードタイプ		スタンダードタイプ	
グレイシー キュレット 一般医療機器 13B1X00155000071 XP グレイシー キュレット 一般医療機器 13B1X00155000254		グレイシー アクセス 一般医療機器 13B1X00155000073 XP, XP Pro Thin グレイシー アクセス 一般医療機器 13B1X00155000255		グレイシー ディープポケット 一般医療機器 13B1X00155000072 XP グレイシー ディープポケット 一般医療機器 13B1X00155000256	

シクルスケーラー

Sickle Scalers

ブレードタイプ		ステンレススチール		XP	XP Pro Thin
ハンドルタイプ		1/4インチ(S)	5/16インチ(L)	3/8インチ(X) イーグルライト	3/8インチ(X) イーグルライト Pro Thin
H5-33 [前歯部]	H5-33 [前歯部]				
	H6-7 [前歯部]				
	J4-U5 [前歯部]				
	M23 [前歯部・臼歯部共用]				
ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]	ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]				
	204S [臼歯部]				
	204SD [臼歯部(遠心)]				

ブラックジャック		204S/204SD	
適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。		臼歯部に使いやすい204SDは、204Sより第一シャングが長い、臼歯部・遠心にアクセスしやすいシクルスケーラーです。	
ブラックジャック XP		204S XP	
ブラックジャック XP Pro Thin		204SD XP	

あなたのパートナーに最適な『アメリカンイーグル™』を選びましょう

ブレードの材質		ステンレススチール	XP	XP Pro Thin
ステンレススチール				
鋭い切れ味が持続する“TALON TOUGH”				
熱処理とアーステンパリングを施し誕生した。特殊ステンレス合金TALON TOUGH(タロン・タフ)。硬く鋭い鷹の爪の意味を持つこのブレードは、シャープな切れ味が持続し、高いレベルの耐久性と耐蝕性を実現します。				

XPシリーズ		XP	XP Pro Thin
「XPテクノロジー™」によってより質の高い歯周治療をサポート			
独自の技術「XPテクノロジー™」によって誕生したXPシリーズは、ブレードのプラズマフュージョン(特殊加工)によってダイヤモンドのような硬い表面を持ち、ブレードの耐久性をアップ。シャープニング直後のような切れ味が持続できるシャープニングフリーのインストルメントを実現しました。			

ブレードの幅		ステンレススチール	XP	XP Pro Thin
10% 減				
10% 減				

ハンドルの種類		S	L	X	X
1/4インチ Sハンドル					
5/16インチ Lハンドル					
3/8インチ Xハンドル(イーグルライト)					
3/8インチ Xハンドル(イーグルライト Pro Thin タイプ)					

※ Xハンドル(イーグルライト)の特長
識別しやすい全7色/
正確に操作できる“SURE GRIP HANDLE”
フラットな3本リングとファインカットが施されたハンドルは、水分や血液・だ液が付着したグローブをしても、滑りにくく繊細な作業を正確に行うのに適しています。