

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】2023.8.21>>9.20 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリアフィル®ユニバーサルボンド QuickERご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® ユニバーサルボンド QuickER

単品1箱を

■標準価格 14,070円 202430583
■内容 5.6mL×1本



特別価格にてご提供!

クリアフィル® ユニバーサルボンド QuickER

Wパック1箱を

■標準価格 25,330円 202430584
■内容 5.6mL×2本



特別価格にてご提供!

販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER 一般名 歯科用歯牙接着剤(歯科用セパレート接着剤材料)(歯科用歯牙接着剤材料)(歯科用歯牙接着剤材料)(歯科用歯牙接着剤材料)(歯科用歯牙接着剤材料) 販売承認番号 226A8B2X00060000 販路管理番号(クラス) D

モリタ友の会セミナー 同時WEB配信決定!

審美と補綴修復の基礎とトレンド ~審美補綴をスタートするために・アップデートするために~

開催日時

2023年10月29日(日)
10:00~17:00

開催会場

ブリーゼプラザ 小ホール
〒630-0001 大阪府北区梅田2-4-9
ブリーゼタワー7F TEL 06-6344-4888



リアル申し込みは
こちらから



WEB申し込みは
こちらから

講師



六人部 慶彦 先生 脇 智典 先生 岩田 淳 先生

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

●クリアフィル®ユニバーサルボンドの商標、ロゴマークはクリアフィル®ユニバーサルボンド株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施しない地域がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2023年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。



友だち追加は
こちらから

クリアフィル®ユニバーサルボンド LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区本ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

クラレノリタケデンタル製品特集

クラレノリタケデンタル開発部に聞いてみた!

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER の特長



1液ボンドって何かと便利だけど、接着力が心配です。

心配はいりません! QuickERは大きな3つの特長があります。



1

高純度MDP®



長きに渡り、支持されている接着性モノマー!

クラレノリタケデンタルが世界で初めて開発した
接着性リン酸エステル系モノマー MDP®!
優れた接着耐久性を示すことが報告されています。

2

高活性光重合触媒



2液ボンドと同じ光重合触媒を採用!

クリアフィル®メガボンド®にも導入している高活性な光重合触媒!従来の光重合触媒と比べて多くのラジカルを発生させることによりに優れた光硬化性を発揮します。

3

新規親水性 アミド系モノマー



塗布後の待ち時間なしで高接着

親水性アミド系モノマーは、HEMA以上の高い親水性で歯によくなじみ、重合硬化性に優れ、重合硬化後も加水分解を受けにくい特長があります。

歯面に塗布後待ち時間なしでも、迅速に歯質に親和し、しっかりと硬化することで非常に優れた接着力を発揮する製品となっています。



接着力もあって、多用途に使用できるんですね!

そうなんです!

ユニバーサルボンドQuickERでできることを、次ページでご確認ください。




クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER ではじめる 簡単・高接着なシステム提案



強固なボンド層による 象牙質の保護

薄膜で強固なボンド層の形成により、印象採得などによる負荷でも剥離が生じにくく、長期的な象牙質のコーティングが期待されます。



象牙質 レジン コーティング

クリアフィル®
ユニバーサルボンド
Quick ER

この1本で
オールマイティに
使える

ボンド塗布後の「待ち時間なし」で「高接着」を実現
クリアフィル®メガボンド™に近似した機械的特性
内容 5.6mL × 1本
標準価格 14,070円 202430583

支台築造

触れると
固まる
タッチキュア
テクノロジー

クリアフィル® DCコア オートミックス ONE

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」は「クリアフィル®DCコア オートミックスONE」と接続すると、硬化を開始しますので根管内にも使用することが可能です。

※「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」には、必ず光照射をしてください。
内容 Aペースト 8.9g (4.5mL) Bペースト 9.0g (4.5mL) 1本 / ミキシングチップ 20個 / ガイドチップ(太) 10個 / ガイドチップ(細) 10個
標準価格 各9,980円 デンデン 202420942 ホワイト 202420943

支台築造

CR充填修復

「ボンド塗布後の待ち時間なし」による
スムーズな治療

クリアフィル®マジェスティ ESフロ- Universal

1本で天然歯の色に馴染む新たなフロアブルCRの誕生!

内容 レジン充填材<Super Low-Low-High> 各2.7g (1.5mL)
付属品 ニードルチップ(N) (5個)、ニードルチップキャップ(5個)
標準価格 各4,520円 202440600~202440603
202440610~202440612
202440620, 202440621

1 良好な色調適合性!

自然な仕上がり!

臨床に役立つ
3つのポイント



2 どのシェードを使うか迷わず選択!



3 チェアサイドにこれ1本!



※写真は一例です。

NEW!

クリアフィル®マジェスティ ESフロ- お得な3本パック

クリアフィル®マジェスティ ESフロ- LowUniversal(U) 3本パック
標準価格 11,000円 202440605
内容 レジン充填材<LowUniversal> 各2.7g (1.5mL) 本
付属品 ニードルチップ(N) (15個)、ニードルチップキャップ(15個)



幅広い症例で
使用可能な色調・流動性

単品メーカー希望小売価格
約14%OFF!!

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス ONE 一般名称 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号 223AB82X00090000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 クリアフィル® マジェスティ ESフロ- 一般名称 歯科用充填コンポジットレジン 医療機器認証番号 224AB82X00170000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER 一般名称 歯科用象牙質保護材料(歯科用セメント系充填材料)(歯科用歯面コーティング材料)(歯科用シーリングコーティング材) 医療機器認証番号 223AB82X00060000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



セメント 接着

SAルーティング® Multi

面倒な接着前処理は
もう不要!


オートミックス [ペースト単品]

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント
内容 Aペースト / Bペースト 8.2g (4.6mL) ... 1本
付属品 ミキシングチップ(含着用) × 20個
標準価格 11,240円
ユニバーサル 202440212 ホワイト 202440213
トランスルーセント 202440214



ハンドミックス [ペースト単品]

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント
内容 Aペースト / Bペースト 9.2g (5mL) ... 1本
標準価格 8,090円 ユニバーサル 202440202 ホワイト 202440203 トランスルーセント 202440204



人歯せん断接着強さ(「SAルーティング® Multi」との併用)



業界初

シラン含有

長鎖シランカップリング剤
「LCSI」
CAD/CAMレジン冠、歯科用陶材・
シリカ系ガラスセラミックス(ニケイ酸リチウム)へ
高い接着性を発揮する

接着性モノマー含有

リン酸エステル系モノマー
「MDP®」
歯質・金属・ジルコニアなどに
高い接着性を発揮する

CAD/CAMレジン冠のセメント接着※2



サンドブラスト・超音波洗浄
●主な使用材料
カナナアベンシア®アプロック



ボンド塗布、塗布後待ち時間なし
5秒以上乾燥 ※(第一中庄)、光照射不要



セメント塗布、接着
光照射・糸鋸セメント除去



最終硬化

写真提供: 高畑智秀先生

販売名 カナナアベンシアアプロック 一般名称 歯科用接着剤(セメント) 医療機器認証番号 223AB82X00090000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 SAルーティング® Multi 一般名称 歯科用接着剤(セメント) 医療機器認証番号 223AB82X00090000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
※1 添付文書の使用用途「簡便修復法の前置処理としての歯面のシーリング・コーティング」 ※2 添付文書の使用用途「セメント接着における歯質、及び支台歯の処理」 ※3 添付文書の使用用途「光硬化型の歯科充填用コンポジットレジンによる充てり修復」 ※4 添付文書の使用用途「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるボンドの修正及び/又は支台築造」 ※5 「クリアフィル® DCコア オートミックス ONE」と併用時の歯面処理のみ