

ノリタケ ストンEx ノリタケ ストンExオルソホワイト スーパーロックEx

3kgご愛顧感謝キャンペーン 期間 2023年8月21日～9月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『ノリタケ ストンEX・ノリタケ ストンEXオルソホワイト・スーパーロックEX 3kgご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

ノリタケ ストンEx 3kgシンプルパックを

特別価格にてご提供!

歯科用
硬石こう

■色調 ニュートラルグレー/イエロー/ブルー

■標準価格 各2,700円 ニュートラルグレー 202050050NGR / イエロー 202050050Y / ブルー 202050050BL

※試験方法:JIS T 6605による。

湿水比(水/粉)	効果時間	線硬化膨張(2時間後)	圧縮強さ(1時間後)
23%	11分	0.21%	49.0MPa

販売名 ノリタケ ストンEx
一般的名称 歯科用硬石こう
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号 15B1X10001301106



ニュートラルグレー

イエロー

ブルー



ノリタケ ストンEx オルソホワイト 3kgシンプルパックを

特別価格にてご提供!

矯正用
硬石こう

■色調 オルソホワイト

■標準価格 3,300円 202050060

※試験方法:JIS T 6605による。

湿水比(水/粉)	効果時間	線硬化膨張(2時間後)	圧縮強さ(1時間後)
23%	11分	0.21%	49.0MPa

販売名 ノリタケ ストンEx オルソホワイト
一般的名称 歯科用硬石こう
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号 15B1X10001301106



オルソホワイト



スーパーロックEx 3kgシンプルパックを

特別価格にてご提供!

歯科用
超硬石こう

■色調 ニュートラルグレー/ブラウン

■標準価格 各3,200円 ニュートラルグレー 202050070NGR / ブラウン 202050070BR

※試験方法:JIS T 6605による。

湿水比(水/粉)	効果時間	線硬化膨張(2時間後)	圧縮強さ(1時間後)
20%	10分	0.08%	50.0MPa

販売名 スーパーロックEx
一般的名称 歯科用硬石こう
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号 15B1X10001301105



ニュートラルグレー

ブラウン



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2023年8月21日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222.8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594