

三菱トレークリーナー Advance

ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】 2023.10.23～11.20

平素は格別のご愛顧を賜り有難うございます。この度日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして「三菱トレークリーナー Advance ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会にご利用ください。

数量限定

使用後のトレークリーナー清掃こんなお困りごとありませんか？



- ☑ 浸漬前の印象体を取り除くのが硬くて大変・・・
- ☑ 浸漬後の液がドロドロになり、廃液処理や配管のつまりが気になる・・・
- ☑ 一晚浸けるから翌朝が忙しい・・・
- ☑ トレーが傷みやすい・・・など

>>> そのお困りごと解決します! <<<

三菱トレークリーナー Advanceなら

あっ!
簡単!
固まりでラクにはがせる
廃液が濁らず後処理簡単



剥離タイプ 印象体を溶かさずに柔らかくして剥がせます

アルギン酸塩印象材専用剥離材

三菱トレークリーナー Advance

内 容 三菱トレークリーナー Advance 1000mL
標準価格 8,600円 20230223

特別価格にてご提供!

2ペーストタイプの
アルギン酸塩印象材にも、ご使用頂けます。
4倍希釈※にすると、浸漬時間が約4時間で
更に取れやすくなりオススメです!
※4倍希釈・・・水3:Advance1

6倍希釈
1本(1000mL)で
実用液 6L分



一緒にいかがですか

専用浸漬容器をお使いいただけますと、6倍希釈(水5:Advance1)を簡単に、正しい倍率でご使用できます。

内容 三菱トレークリーナー A専用浸漬容器
標準価格 1,700円 20230224

特別価格にてご提供!



使い方が
ご覧いただけます。



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2023年10月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

製 造 株式会社 菱化デンタル

発 売 株式会社 MORITA

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594