

**限定  
500個  
販売!**

シリコーン印象材

**ハニガムプロ**

**初夏キャンペーン**

製品説明動画



キャンペーン期間

2024年

5月21日火

2024年

7月19日金

●販売名:ハニガムプロ ●一般的名称:歯科用シリコーン印象材  
●認証番号:302AKBZX00055000(管理) ●製造販売元:(株)ヨシダ

特長 | 1

高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

特長 | 2

ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくいので、より精度の高い作業。模型と補綴物の作製が可能です。

特長 | 3

馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物を作製することが可能になります。

テクニカルデータ

	Honigum Pro		Light		Mono		Heavy		Putty		
	ml	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Soft	
練和時間(分)	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					0:30
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
シヨアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

※出典元: Internal DMG measurements, data on file.2011

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

ヨシダコード	商品名	数量	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本		¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本		¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本		¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380ml カートリッジ×1本		¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380ml カートリッジ×1本		¥
409253	ハニガムプロ バテソフト ベース/キャタリスト各450ml		¥

ヨシダコード	商品名	数量	価格
445371	ハニガムプロ ファストライトボディ 50ml×2本		¥
445388	ハニガムプロ ファストモノボディ 50ml×2本		¥
445395	ハニガムプロ ファストヘビーボディ 50ml×2本		¥
445406	ハニガムプロ ファストモノボディ 380ml×カートリッジ×1本		¥
445413	ハニガムプロ ファストヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本		¥

■お取引ディーラー名