



ジルコニア ニケイ酸リチウム 研削研磨 キャンペーン

2024 5/21 (Tue) ▶ 6/20 (Thu)

ジルコニアやニケイ酸リチウムの形態修整、
仕上げ研磨におすすめの研削材を特別価格でご提供します。
是非この機会にお求めください。

研削・研磨ステップを動画でご紹介

研削・研磨材には製品ごとにそれぞれ
特長があり、作業にあったものを正しく
選び、使い方をすることで作業の効率化や
品質の向上に繋がります。
そこで、各ステップをわかりやすく
ご紹介した動画を作成しました。
是非、日々の作業にお役立てください。



研削材の 選び方

【形態修整】 ビトリファイドダイヤ


カーボランダムポイント

消耗が
早い



ビトリファイドダイヤ

使い
快適に!



研削力と滑らかさを兼ね備えた研削材を使用すれば
消耗を抑制しつつ確実に削れます


形態修整に ビトリファイドダイヤ

ダイヤモンドポイントのような
研削力を持ちながら、カーボラン
ダムポイントのような滑らかな
切削感。硬度の高いジルコニア、
ニケイ酸リチウムをスムーズ
に研削していただけます。



CA

口腔内
でも



HP

口腔外
でも



仕上げ研磨に ジルコシャイン

ダイヤモンド砥粒を含有したゴ
ム製研磨材。用途に応じてダイ
ヤモンドの粒度が異なるコース、
ミディアム、ファインを選択して
いただけます。



CA

口腔内
でも



HP

口腔外
でも



最終仕上げに ワックスタイプの ジルグロス

除去性、ブラシへの塗布性にす
ぐれた飛散しにくいワックスで
す。短時間でキズを取り、艶やか
な表面性状に仕上がります。



HP




松風ピボットブラシを
使用して研磨します

※当キャンペーンは数量限定です。期間中でも限定数に達し次第、キャンペーンを終了させていただきますので、お早めにご用命ください。

SHOFU INC.

ジルコニア・ニケイ酸リチウム 鏡面研磨へ おすすめの研削・研磨ステップ



注文書 ジルコニア研削・研磨キャンペーン 2024年5/21(火)～6/20(木) *表中の「―」はラインナップがございませんので、ご注文いただけません。予めご了承ください。

松風 ビトリファイドダイヤ 歯科用研削器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000226

	10	11	20	25	28	29	42	43	70
FG	―	―	―	箱	箱	―	―	―	―
CA	―	―	―	―	箱	箱	―	箱	―
HP	箱	箱	箱	―	箱	箱	箱	箱	箱
標準医院価格	2本¥4,500	2本¥2,900	3本¥4,500	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	2本¥4,500
特別医院価格	特別価格								

ジルコシャイン 歯科用ゴム製研磨材 一般医療機器 届出番号 26B3X00014000017

	10	11	28	CUP	5
CAコース	―	―	箱	箱	―
CAミディアム	―	―	箱	箱	―
CAファイン	―	―	箱	箱	―
HPコース	箱	箱	箱	―	箱
HPミディアム	箱	箱	箱	―	箱
HPファイン	箱	箱	箱	―	箱
標準医院価格	3本¥3,300	3本¥3,300	4本¥3,300	3本¥3,300	1枚¥2,150
特別医院価格	特別価格				

ジルグロス 歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000269

20g	40g
個	個
¥10,500	¥14,000
特別価格	

貴医院名 / 貴技工所名

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2024年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご住所 〒

取扱い店

TEL.

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、弊社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。