

ボンドマー ライトレス II

+ オムニクロマフロー or オムニクロマフローバルク

数量
限定

2024年 5/21(火) ~ 6/20(木)

特別セットキャンペーン

ボンドマー ライトレスIIと組み合わせでご提供!!



ボンドマー ライトレスII セット

標準医院価格 ¥9,700

A



omniCHROMA Flow

オムニクロマフロー

キャンペーン特別仕様 1g

約¥1,600 相当

+

どちらかお選びください

B



omniCHROMA Flow BULK

オムニクロマフロー
バルク

キャンペーン特別仕様 1g

約¥1,600 相当

特別価格にてご提供いたします!

特別価格につきましては、お取引の販売店様へお問い合わせください。

ボンドマー ライトレスII 歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料 (管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000

オムニクロマフロー 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号302AFBZX00087000

オムニクロマフローバルク 歯科充填用コンポジットレジン (管理医療機器) 認証番号305AFBZX00058000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※価格は2024年5月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。 ※ご使用の際は必ず注意事項等情報をよくお読みください。

特別セットキャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

()

A

ボンドマー ライトレスIIセット
+オムニクロマフロー1g

[15308]

セット

B

ボンドマー ライトレスIIセット
+オムニクロマフローバルク1g

[15309]

セット

お届け歯科商店名

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20

TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日除く)

BONDMER Lightless II

ボンドマー ライトレス II

マルチユースなのに、シンプル操作



特設サイト

CR充填時のボンディング

コンポジットレジン



「幅広い用途」に
「ひとつの操作」で



支台築造時の前処理

エステコア ハンドタイプ

エステコア



補綴物・補綴装置の前処理



セメンティング時の前処理

エステセムII



前処理可能な材質

- エナメル質 ■象牙質 ■CAD/CAMハイブリッドレジン ■ニケイ酸リチウム ■その他シリカ系セラミックス ■ジルコニア ■アルミナ
- 陶歯 ■ファイバーポスト ■ハイブリッド型硬質レジン ■コンポジットレジン ■金銀パラジウム合金 ■コバルトクロム合金
- チタン合金 ■ニッケルクロム合金 ■ステンレス合金 ■金合金 ■銀合金

omniCHROMA

シェード選択、在庫管理をシンプルに



特設サイト



omniCHROMA Flow

オムニクロマフロー



omniCHROMA Flow BULK

オムニクロマフローバルク

ミディアムフロー



※垂直: 0.03g 37°C
1分間静置

- ・汎用性の高いフロー性
- ・前歯から臼歯の幅広い症例に

バルクフィル/ハイフロー



※垂直: 0.03g 37°C
1分間静置

- ・窩洞にフィットするフロー性
- ・硬化深さ3.5mmのバルクフィルタイプ (LED 照射器: 800mW/cm² 20 秒)




オムニクロマフィラー※が発現する赤から黄色の構造色を応用したスマートクロマティックテクノロジーにより、歯質の色に同化します。

※構造色を発現する粒径約260nmの球状フィラーのことを「オムニクロマフィラー」と呼称することにした。

シェードのない世界で、シンプルに色調適合

■人工歯窩洞に充填したオムニクロマフローバルク (光硬化前後)

光硬化前



光硬化後



人工歯 (臼歯) I 級窩洞 (φ4mm×深さ3.5mm) を形成後、全ての窩洞にオムニクロマフローバルクを充填。硬化前と硬化後の比較。