

キャンペーン期間

2024.7.22 ▶ 8.20

〈期間・数量限定〉

G-プレミオ ボンド 新規採用・ご愛用感謝 キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「G-プレミオ ボンド 新規採用・ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

『G-プレミオ ボンド 2本包装 (NEWボトル)』とキャンペーンセット品

『グレースフィル ゼロフロー U (ユニバーサル) 1mL』1本を組み合わせ価格にてご提供!



1ボトルで
様々な症例に活躍の
「マルチユース」

多目的光重合型1液性ボンディング材

G-プレミオ ボンド 2本包装 (NEWボトル)

包装・希望医院価格 ● 1函: G-プレミオ ボンド (5mL) 2本 = ¥29,870 管理医療機器 226AABZX00098000

各種用途で
使用できます

- CR充填修復
- 象牙質レジンコーティング
- 知覚過敏抑制
- 口腔内リペア
- コア (直接法) の歯面処理
- レジンセメントの歯面処理

キャンペーンセット品



1本

盛れる!

隔壁から咬合面まで使用可能

ナノハイブリッド充填用コンジョイントレジン

グレースフィル ゼロフロー
U (ユニバーサル) 1mL

希望医院価格 ¥2,890

色調 ● = U (ユニバーサル)

包装 ● 1包: 1mL シリッジ1本、フィリングチップニードルタイプ1個、
エレファントニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

管理医療機器 229AABZX00014000

ジーシー ジーセム ONE EM / ジーセム ONE neo の前処理として
「G-プレミオ ボンド」が使用できるようになりました

■ 支台歯の前処理

G-プレミオ ボンド

New

接着強化プライマー



十分な
操作時間

10秒放置

5秒乾燥

スピーディーな
タッチキュア



光照射あり

光照射なし

● 光照射により接着する支台歯以外の余剰セメントの除去の
操作が余裕を持って行えます。
※最終硬化までの時間は、接着強化プライマーを使用した場
合と同じです。


● 「タッチキュア効果」(界面の重合促進効果)が付与されて
おり、強固に支台歯・窩洞に接着します。
● すべての支台歯・窩洞に対応し、塗り分け不要です。

G-プレミオ ボンド	セットする補綴装置の種類	接着強化プライマー
— 不要	メタルクラウン メタルインレー メタルコア	— 不要
○ 適宜 形成・適合条件等、 強固な接着を必要とする症例	ジルコニア セラミックス	○ 適宜 形成・適合条件等、 強固な接着を必要とする症例
● 必要 根管まで十分に 光が届かないため	CAD/CAM冠 CAD/CAMインレー	● 必要
×	レジンコア (間接法)	○ 適宜

管理医療機器 226AABZX00098000


管理医療機器 228AKBZX00104000

■ 歯質接着強さ




ジーシー独自の光透過性と色あいの最適化により
天然歯に自然と馴染むCR充填が行えます

■ 16シェードの人工歯にU (ユニバーサルシェード) を充填




グレースフィルシリーズは高い物性と長期的にツヤを維持!

■ 3点曲げ [MPa]



■ 耐摩耗 [μm]



■ 耐着色性 (カレーによる着色)



キトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年7月22日~8月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 株式会社 松本歯科商会 _____

ご担当者 _____ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
G-プレミオ ボンド 2本包装 (NEWボトル) 1函	グレースフィル ゼロフロー U (ユニバーサル) 1mL 1本	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。