




YOSHIDA **angelus[®] Japan**

ENDO SOLUTION

エンドソリューションキャンペーン

キャンペーン期間

2024年7月21日～9月20日



ENDO SOLUTION

エンドソリューションキャンペーン

根管充填用シーラー

BIO-C® SEALER

バイオシーシーラー



▲バイオシーシーラー紹介ページ

1 抗菌性

pH11~13 の強いアルカリ性を維持するので抗菌性があります。

2 プレミックスタイプ


練和の必要がないので手間もなく、材料のロスも少ないシリンジタイプ。

3 レジンフリー

レジンが一切含有されていません。



Ready to Use



¥

(税別)

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料 バイオシーシーラー

販売名：バイオシーシーラー (Bio-C Sealer)
 一般名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
 承認番号：30200BZX00263000 (高度)
 製造販売元：Angelus Japan 株式会社
 電話番号：072-657-7756



バイオセラミック(MTA)製品を
適切な湿度で保管できる
専用ボックス登場！

BIO-C® Box

バイオシーボックス



バイオシーボックス(乾燥剤2個付)

数量限定


250 セット

¥

(税別)

Bio-C Box 未使用


湿度：50~66%



出典元：Angelus Japan 株式会社 社内実験

Bio-C Box 使用

湿度：35~41%



測定期間：2021/9/30 ~ 2021/10/2

バイオシーボックス
使用推奨製品

- ・バイオシーシーラー
- ・バイオシーテンプ
- ・MTA アンジェラス HP 各種
- ・MTA アンジェラス ホワイト 各種

バイオセラミック(MTA)製品は湿度60%以下での保管が必要です。

ディフェンダー ラバーダム

RUBBER DAM

1 伸びが良く装着しやすい



ラバーダム装着



ラバージェルLCを塗布し光重合



ラバージェルLCを除去

2 サイズ 135 mm×135 mm / 厚み0.2 mm / 色:ブルー

3 1箱26枚入 1枚単価57円

一般的名称：歯科用ラバーダム 届出番号：27B1X00147000009（一般） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社

¥

(税別)



DEFENDER
BIOSAFETY

ディフェンダー ラバージェル LC

RUBBER GEL LC

1 光重合タイプ で封鎖性が良く 根管治療時の細菌感染を防ぎます

2 除去が容易で操作性が高く 取り外す際のストレスを軽減

(2g × 1本、チップ5本入り)

一般的名称：歯科用ラバーダム防湿キット 届出番号：27B1X00147000004（一般） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社



エンド製品は
こちらから



¥

(税別)

プレシジョン Endo Bur

Endodontic Bur for Enlargement

先端径:0.5mm
長さ:31.0mm
34.0mm

先端径:0.6mm
長さ:31.0mm
34.0mm

先端径:0.8mm
長さ:31.0mm
34.0mm

先端径:1.0mm
長さ:31.0mm
34.0mm

先端径:1.2mm
長さ:31.0mm
34.0mm

先端径:1.4mm
長さ:31.0mm
34.0mm

販売名：プレシジョン Endo Bur
一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル / 歯科用カーバイドバー
認証番号：304AGBZX00042000（管理）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社
電話番号：072-657-7756

¥

(税別)

先端径Φ0.5mm～Φ1.4mmの6種類、長さ31mmと34mmの2種類 合計12種類の充実したラインナップで
「ストレートラインアクセス」「イスマス形成」「軟化象牙質」の除去など様々な症例に対応可能な根管拡大ドリル

先端径(mm)	長さ(mm)	入数
0.5	31	6本
0.6		
0.8		
1.0		
1.2		
1.4		
アソート	34	6本
0.5		
0.6		
0.8		
1.0		
1.2		
1.4		
アソート		

mmファイル

滅菌済みシリーズ

インスツルメントの機械研削技術による特長である
「金属疲労が少なく耐久性を高め、変形や破折の軽減」など
穿通能力を追求したシリーズです。

#06のサイズをラインナップし、より細い根管や
狭窄部の治療を充実させます。

またISOカラーコード対応でインスツルメント選択が
容易です。

販売名：MM ファイル 滅菌済み 一般的名称：歯科用ファイル 届出番号：13B1X10231000186（一般）
製造販売業者 AJMD 株式会社 電話番号：03-5614-0733

製品の特長



POINT 02

根管内における
破折の心配を
軽減させます。
また洗浄・滅菌に対応。

POINT 01

操作感がよく
手指へ伝わりやすい
エルゴノミックハンドル。

POINT 04

MM ファイル 滅菌済み Kでは
#06のサイズをラインナップ。
根尖の探索に威力を
発揮します。

POINT 03

コシが強く
複雑な湾曲根管に
対応できる柔軟性。

¥

(税別)

エンドソリューションキャンペーン 注文書

貴医院名	お名前
ご住所	

コード	商品名	価格	注文数
408393	バイオ シー シーラー 0.5g×4本		
409075	バイオシーボックス(乾燥剤2個付)		
443202	ディフェンダーラバーダム サイズ135×135厚み0.2mm		
444141	ディフェンダー ラバージェル LC 2g×1本(チップ5本)		
457021	プレジジョン Endo Bur アソート 31mm 6本入		
457091	プレジジョン Endo Bur アソート 34mm 6本入		
443437	MM ファイル 滅菌済み K-21mm #06(6本入)		
443444	MM ファイル 滅菌済み K-21mm #08(6本入)		
443451	MM ファイル 滅菌済み K-21mm #10(6本入)		
443469	MM ファイル 滅菌済み K-21mm #15(6本入)		
443476	MM ファイル 滅菌済み K-21mm アソート(6本入)		
443483	MM ファイル 滅菌済み K-25mm #06(6本入)		
443491	MM ファイル 滅菌済み K-25mm #08(6本入)		
443501	MM ファイル 滅菌済み K-25mm #10(6本入)		
443519	MM ファイル 滅菌済み K-25mm #15(6本入)		
443526	MM ファイル 滅菌済み K-25mm アソート(6本入)		
443533	MM ファイル 滅菌済み K-31mm #06(6本入)		
443541	MM ファイル 滅菌済み K-31mm #08(6本入)		
443558	MM ファイル 滅菌済み K-31mm #10(6本入)		
443565	MM ファイル 滅菌済み K-31mm #15(6本入)		
443572	MM ファイル 滅菌済み K-31mm アソート(6本入)		

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

●販売元

株式会社 ヨシダ

東京都台東区上野7-6-9 0800-170-5541(コンタクトセンター)

●取扱店

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594