

数量限定

グロッシーコート & グロッシーコートカラー

ご愛顧キャンペーン

期間 2024年8月1日・30日

時間や手間の掛かる最終光沢面を
これ一本で素早く実現します

- 耐着色性、耐摩耗性・高接着性を有した光重合レジン表面滑沢硬化材です。
- 伸びが良く、薄く塗布できるため、被膜厚を薄くすることができます。
- 裂溝、歯間部などに塗布・重合し素早く手間なく光沢を出すことができます。

仕様	内容量: 15ml 硬化時間目安: LEDキュアボックス プラス…3分 LEDトレキュア…3分 有効波長域: 365~410nm
----	---

標準価格(税別)

¥5,400

キャンペーン価格

¥3,780

30% OFF

ラボサイド

塗布動画公開中!



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材 管理医療機器 医療機器認証番号: 230AFBZX00020000

レジン系補綴装置のシェードを
素早く・自由にコントロール

- 口腔内・口腔外でご使用いただけます。
- クリアーとブラウンを混ぜてお好みの調色ができます。

チェアサイド
ラボサイド

商品名	グロッシーコート カラー
規格・内容量	クリアー 8ml ・ ブラウン 5ml
有効波長域	365~410nm

標準価格(税別)

¥6,000

キャンペーン価格

¥3,000

50% OFF




高分子系歯冠用着色材料 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AFBZX00034000

グロッシーコート / グロッシーコート カラー

■耐着色性


光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。



※自社実験
(コーヒー2%水溶液に37℃で1週間浸漬)

■耐摩耗性


硬化後も良好な耐摩耗性を有します。



※自社実験(歯ブラシ摩耗試験10万回後)

■接着性

多くの被塗布物と優れた接着性を有します。



※自社実験(せん断接着強さ)



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

同時開催

数量限定

LED光重合器

ご愛顧キャンペーン

期間 2024年8月1日・30日

歯科技工用重合装置

LEDキュアボックス プラス

23B1X10001A69013

一般医療機器



【特徴】

- LEDを採用することにより、ハロゲンランプより長寿命で経済的。
- ムラのない均一な重合を実現。
- 重合室内が広いため、製作物の取り出しがスムーズ。
- 重合室内の温度上昇抑制ファンを搭載。
- メモリー機能付

【仕様】

外形寸法	W197×D268×H245.5 (mm)
室内寸法	W135×D120×H95 (mm)
重量	5.7kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	150W

有効波長域	365～400nm / 440～490nm
推奨使用環境	10～40℃ (室温)
光源ランプ	LED

キャンペーン価格 **¥220,000**

歯科技工用重合装置

LEDトレーキュア

23B1X10001A69014

一般医療機器



【特徴】

- 広い重合室内
- スライド式テーブル
- 光源にLEDライトを採用
- 簡単な時間設定

【仕様】

外形寸法	W200×D216 H150 (mm)
重量	3.3kg
電源	100V 50/60Hz

消費電力	65W
有効波長域	390～410nm
光源ランプ	LED

キャンペーン価格 **¥56,000**

▶使用ステップ -ラボサイド(作業模型上)ーグロッシーコートの場合



▶使用ステップ -チェアサイド(口腔内)ーグロッシーコートカラーの場合

本製品はレジン系補綴装置用です。歯質には使用できません。



▶使用例

※前歯用CAD/CAM冠ブロック【アルテサーノIV】に塗布・重合しております。※キャラクタライズ後はクリアーにて表面をコーティングしております。

アルテサーノIV 表面処理後




クリアーのみ使用



ブラウン:クリアー = 1:1使用



ブラウン原液使用



山八歯材最新情報はホームページで... ～健康は歯から～(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

5304

●ご用命は...

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp