

重合 デミ プラス / LED光照射器

パルステクノロジーにより、1,100mW/cm²から1,330mW/cm²のピーク出力へパワーが強弱断続的に変化し照射します。歯質や歯周組織に対する**余分な加熱を抑えながら**連続して高い出力を保ちます。

▶ 照射時間が短縮できます

パルステクノロジーによる高い出力により、プレミスのA3ボディなら5秒照射で4.22mmの重合深度が得られます。

▶ リチウムイオンバッテリーシステム

1回の充電で5秒照射が約500回可能です。




品目コード	商品名	標準価格
910860-1	デミ プラス	特別価格 164,000円

一般医療機器 歯科重合用光照射器 特定保守管理医療機器 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405108400

洗浄 ウルトラソニック / 超音波洗浄器

Ag コーティング



■ ウルトラソニックQ140Ag (3.2L)

スタンダードタイプ。
アクセサリも充実しています。

特別価格
(アクセサリ付) 標準価格 ~~180,000円~~

モデル名	超音波出力 周波数	タンク容量 タンク寸法	外形寸法 (L×W×H)	重量
Q140Ag	270W 43KHz	3.2リットル 23.8×13.7×10.2cm	26.0×16.5×21.0cm	3.0Kg

Ag コーティング



■ ウルトラソニックQ310Ag (12.3L)

12.3Lの大型タンクで、一度に多量のインスツルメントを洗浄できます。
もちろん、大型タンクのどの位置でも高いキャビテーション効果を発揮します。
作動も静かです。

特別価格
(バスケット付) 標準価格 ~~400,000円~~

モデル名	超音波出力 周波数	タンク容量 タンク寸法	外形寸法 (L×W×H)	重量
Q310Ag	850W 42KHz	12.3リットル 39.4×22.9×15.2cm	43.2×25.4×30.5cm	9.0Kg

ご注文・お問い合わせ

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区本ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

株式会社 日本歯科工業社

〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8
電話: 03-3836-2191 FAX: 03-3836-2199
ホームページ <http://www.kk-nikkosha.com>

株式会社日本歯科工業社 東日本限定

Kerr

Kerr製品

期間 ~2025年1月31日まで

お客様感謝キャンペーン

ご好評のカー製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。この機会に是非、お試しください。

接着 マックスセム エリート クロマ / セルフアドヒーズ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用

セット時のピンク色は、完全硬化で本来のシェード色に戻ります。
余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、
時間や温度状況を気にする必要がなく、
セメンティングの不安やストレスから解放されます。



宮崎 真至 先生による
マックスセム エリート クロマの
ご紹介動画をご覧ください。 **約12分**
宮崎 真至 先生
日本大学歯学部 保存学教室修復学講座 教授



■ マックスセム エリート クロマ リフィル

クリアー・ホワイト・イエロー

シリンジ2本と2種類のチップをセットにした
導入向けセットです。



品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	特別価格 15,000円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	

■ マックスセム エリート クロマ 4本パック

クリアー

クリアー4本のお得なパックです。
ルートキャナルチップ付



品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	特別価格 21,000円

■ マックスセム エリート クロマ 8本パック

クリアー・ホワイト・イエロー

2本入のリフィルを4個まとめた、
お得な8本パックです。



品目コード	シェード	標準価格
0.808.2567	クリアー	特別価格 32,000円
0.808.2568	ホワイト	
0.808.2569	イエロー	

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000

切削 ブルーホワイトカーバイドバー

ブルーホワイトカーバイドバー レギュラー

330・1557・1558 100本パック

最大使用回転数:
300,000回転/分以下

品目コード	330	品目コード	1557	1558
作業部 mm	1.6	作業部 mm	3.7	
最大径 mm	0.8	最大径 mm	1.0	1.2
刃数	6	刃数	6	

標準価格 ~~17,000円~~ **特別価格**

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405108700

ブルーホワイトカーバイドバー リムーバル用

1931・1958 25本パック

最大使用回転数:
300,000回転/分以下

品目コード	1931	品目コード	1958
作業部 mm	1.6	作業部 mm	3.7
最大径 mm	1.0	最大径 mm	1.2
刃数	6	刃数	6

標準価格 ~~14,000円~~ **特別価格**

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405109300

推奨使用方法

- 最大回転数を超えないよう、5倍速を使用
- 撫くするようなフエザータッチで負荷を軽減
- 切削面積を抑えるため、角度は 45°


ブルーホワイトカーバイドバー ゼックリアタイプ

199Z 5本パック

最大使用回転数: 300,000回転/分以下

埋伏歯除去用カーバイドバーです。作業部と軸が一体構造で強度があり、耐食性も向上しています。

品目コード	199Z
作業部 mm	10
最大径 mm	1.5
刃数	6



品目コード	標準価格
199Z	特別価格 3,400円

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405108700

接着 ゲルエッチャント / ゲルタイプエッチング材

塗布した部分でしっかり留まる程よい粘度、高い視認性。
セレクトイブリン酸エッチングに適した物性です。

リン酸:37.5%含有 エッチング時間:15秒

品目コード	商品名	内容	標準価格
31297	ゲルエッチャント	ゲルエッチャント 3g: 3本 ディスプレイチップ: 30本	特別価格 8,000円



管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号: 224ADBZX00284000


隔壁 アダプトセクショナル マトリックス / 隣接面用マトリックス

CR充填の隣接面用マトリックスで、**3次元的な豊隆**が付与されており、
隣接面形態を容易に再現します。厚さ: 50μm


アダプトセクショナル マトリックス

透明 50枚入

品目コード	形態	幅	標準価格
751/50JP	モデルート 緩い豊隆	黄 5.0 mm	特別価格 4,800円
752/50JP		青 6.5 mm	
753/50JP	インクリーズド 大きな豊隆	橙 5.0 mm	
754/50JP		紫 6.5 mm	



★コンタクトポイント



透明タイプ

おすすめ適応部位

- モデルート
 - 5mm 大白歯
 - 6.5mm 中切歯、側切歯
- インクリーズド
 - 5mm 小白歯
 - 6.5mm 犬歯

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405103900

隔壁 トランスペアレントストリップス / ロールタイプ

前歯部向きのストリップスで、使いやすいディスプレイケース入りです。
長さ: 15mm 厚さ: 50μm

ストリップロール

品目コード	幅	標準価格
685	6mm	特別価格 2,000円
686	8mm	
687	10mm	



一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405101400

接着 エヌ・エックス・スリー / プライマー併用型レジンセメント

オプチボンド eXTRaをプライマーとして
併用することで、高い接着力が求められる
自費診療を中心とした症例に広く対応します。



エヌ・エックス・スリーの
使い方、臨床レポートをチェック



品目コード	商品名	内容	標準価格
33643	デュアルキュア シリンジ 5g	クリアー	特別価格 9,200円
33645		イエロー	

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00285000

印象採得 テイク1 アドバンス / 付加重合型シリコン印象材

水に対して馴染みがよく、口腔内でも高い流動性があり、石膏との馴染みがよく、
滑沢な石膏面が得られます。

タイプ	品目コード	品名	適応	標準価格
ウォッシュ マテリアル	34150	LBウォッシュ	歯肉線下マージン	特別価格 6,800円
トレー マテリアル	34153	ミディアム	無歯顎単一印象可	特別価格 5,800円
	34159	トレー	通常のトレータイプ	

50mLカートリッジ
2本入



管理医療機器 歯科用シリコン印象材医療機器認証番号: 224ADBZX00263000

咬合採得 テイク1 アドバンス バイト / 咬合印象採得材

- 簡単な操作で精密な咬合印象採得が可能です。
- スレを防ぐ1分完全硬化タイプで、短時間のうちに咬合採得が完了します。

作業時間	30 秒
最小撤去時間	1 分
Shore A	90
線収縮率	0.04%



50mLカートリッジ
2本入



テイク1 アドバンス バイトの特長を
動画でチェック



品目コード	標準価格
33975	特別価格 5,000円

一般医療機器 歯科咬合採得用材料 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405107100

予防 クリニック チューブ / PMTC用ペースト

ステイン除去から仕上げまで**これ1本!**
大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化し、
ステイン除去から仕上げまで1本で行えます。



品目コード	商品名	フッ素 1,000ppm	標準価格
3386	ベリー	含有	100g入 特別価格 4,400円
3380	ベーパーミント	含有	
3382	グリーンアップル	含有	
3183	ベーパーミント(フッ素無し)	非含有	
3384	ライト	含有	

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10405103600