

カルフィー・ペースト

新規・ご愛用感謝キャンペーン

GC



キャンペーン期間 2025.2/21(金)～3/20(木)

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、「カルフィー・ペースト 新規・ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

期間・数量限定

カルフィー・ペースト 1函と **キャンペーンセット品 エンド用チップ10個入り** を
組み合わせ価格にてご提供

対象製品

除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト

水酸化カルシウム水性ペースト
カルフィー・ペースト

希望医院価格 ¥3,980

包装 ●1函:シリンジ3g 1本、
エンド用チップ 10本

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
ジーシー カルフィー・ペースト
高度管理医療機器
21500BZZ00134000




キャンペーン
セット品

- 根管内に挿入しやすいカーブタイプのチップ!
- 細いチップでも押し出しやすい!

単回使用 **エンド用チップ**

希望医院価格 ¥1,050

包装 ●1袋: 10本
歯科用充填・修復材補助器具(歯科用注入器具)
ジーシー エンド用チップ
一般医療機器 13B1X10160000033




根尖孔外への
押し出し禁止



正しい
充填方法




プランジャーは
軽い力でゆっくり押し




注入と同時に
チップを引き上げる



誤った
充填方法



チップの先端を
根尖部に押し込む



根尖孔外に向けてペーストを
強く押し出す

ギョウ

ご注文書

キャンペーン期間: 2025年2月21日(金)～3月20日(木)

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者
	様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
カルフィー・ペースト 1函	エンド用チップ10個入り 1袋	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
営業所 ●北海道 (011) 729-2130
●東北 (022) 785-8040
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト

カルフィー・ペースト 製品特長



根管からスムーズに**除去**できる

医薬品メーカーとして
長年培った技術に応用した
APポリマー配合ペースト
(Amphiphilic Polymer = 両親媒性高分子)

▶ APポリマーとは？

水になじみやすい親水基と、なじみにくい疎水基をあわせもった成分です。これにより、ペースト性状を保ちながら、除去時にはAPポリマーが水分を吸収することでペーストの水分量が増え、ペーストを除去しやすくなります。

AP
|| APポリマー



スムーズに**充填**できる

押し出しやすい
なめらかなペースト

根管に挿入しやすい
カーブタイプの細いチップ

POINT

先端外径：約0.5mm
(25G相当)

