

クラレノリタケデンタルから アライナー SA アタッチメント for アライナー

ボンディング材不要のアライナー矯正アタッチメント作製用材料


今までのアタッチメント作製手順



SA アタッチメント for アライナーを使うと、




ボンディング材の接着ステップが不要だと、余剰ボンドへの汚れの付着が低減するし、光照射がいらないのも、時短になるね!




3ステップを省略できスピーディーなワークフローを実現!

シェードテイングが不要なUシードを採用



アタッチメント作製に適したペースト性状




矯正用材料が新登場!




使用ステップ

※ご使用に際しましては、必ず電子添付等をご確認ください。
※3 電子添付等(2枚)の「使用時間」に準じてください。




アタッチメント除去時に高い識別性を確保する蛍光性

ヒト抜歯歯上に「SA アタッチメント for アライナー」にてアタッチメントを作製



※蛍光灯及びブルーライトを光源として写真撮影
ブルーライト: LEDを光源とする近赤外線照射
(波長405nm, 出力70mW)
撮影: クラレノリタケデンタル株式会社

接着メカニズム



●エナメル質に対するせん断接着強度

