

接着 オプチバンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

CR充填はもちろん、マックスセム エリート クロマや
ネクスス ユニバーサル等、カーのレジンセメントの前処理材としても
ご使用いただけます。

品目コード	商品名	内容	標準価格
36517	ボトルキット	ボトル 5mL:1本 グルエッチャント 3g:1本 アプリケーションチップ:分取皿 ディスプレイブルチップ付	16,500円 特別価格
36519	ボトルリフィル	ボトル 5mL:1本	13,500円 特別価格



保険CAD/CAM冠の
接着を
動画でチェック



管理医療機器 歯科用象牙質接着剤 医療機器認証番号:230ADBZX00058000



接着 オプチバンド eXTRa / 2液性ボンディング材

2液性ボンディングシステムの強力な接着力と薄い被膜厚さ(約5μm)を両立、
前歯審美充填にお勧め。直接法、間接法対応。

品目コード	商品名	内容	標準価格
36658	ボトルキット	プライマー 5mL:1本 アドヒーズ 5mL:1本 アプリケーションチップ:50本 分取皿:25枚	18,800円 特別価格
36660	プライマー	ボトル 5mL:1本	6,500円 特別価格
36661	アドヒーズ	ボトル 5mL:1本	13,500円 特別価格

管理医療機器 歯科用象牙質接着剤 医療機器認証番号:301ADBZX00004000



接着 ゲルエッチャント / ゲルタイプエッチング材

塗布した部分でしっかり留まる程よい粘度、高い視認性。
セレクトイブリン酸エッチングに適した物性です。

リン酸:37.5%含有 エッチング時間:15秒

品目コード	商品名	内容	標準価格
31297	ゲルエッチャント	ゲルエッチャント 3g:3本 ディスプレイブルチップ:30本	8,800円 特別価格

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号:224ADBZX00284000



※3本入

接着 エヌ・エックス・スリー / プライマー併用型レジンセメント

オプチバンド eXTRaをプライマーとして
併用することで、高い接着力が求められる
自費診療を中心とした症例に広く対応します。

品目コード	商品名	内容	標準価格
33643	デュアルキュア シリンジ 5g	クリアー	10,200円 特別価格
33645		イエロー	



エヌ・エックス・スリーの
使い方、臨床レポートをチェック



管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号:224ADBZX00285000



印象採得 テイク1 アドバンス / 付加重合型シリコン印象材

咬合採得 テイク1 アドバンス バイト / 咬合印象採得材

印象材: 水に対して馴染みがよく、口腔内でも高い流動性があり、
石膏との馴染みがよく、滑沢な石膏面が得られます。

バイト材: 簡単な操作で精密な咬合印象採得が可能です。
ズレを防ぐ1分完全硬化タイプで、
短時間のうちに咬合採得が完了します。

50mLカートリッジ
2本入



管理医療機器 歯科用シリコン印象材医療機器認証番号:224ADBZX00263000
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 医療機器製造販売元番号:1381X10405107100

タイプ	品目コード	品名	適応	標準価格
ウオッシュ マテリアル	34150	LBウォッシュ	支台歯周囲	特別価格 6,800円
トレー マテリアル	34153	ミディアム	無歯顎単一印象可	特別価格 5,800円
	34159	トレー	通常のトレータイプ	
シリコン バイト	33975	バイト	咬合採得	特別価格 5,000円

仮着 テンプバンド / テンポラリーセメント

2ペストを等量ミックスするだけで簡単にご使用頂けます。
テンポラリークラウン・ブリッジ、スプリントの仮着や最終補綴物の
トライアルに適します。
NEはノンユージノールタイプで、レジンセメントに対して重合阻害
を起こしません。

品目コード	商品名	内容	標準価格
00370	テンポバンド	ベース:50g アクセレーター:15g 練和紙:1冊	3,600円 特別価格
21370	テンポバンド NE	ベース:50g アクセレーター:15g 練和紙:1冊	3,600円 特別価格

テンポバンド



テンポバンド NE




テンポバンド:管理医療機器 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント
医療機器認証番号:224ADBZX00265000
テンポバンド NE:管理医療機器 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント
医療機器認証番号:224ADBZX00266000

裏装 ライフ / 水酸化カルシウム系窩洞裏装材

水酸化カルシウム系(配合24%)の覆罩・裏装材で歯髄に対して
為害性はありません。

品目コード	商品名	内容	操作時間	標準価格
61789	ライフ	ベース:12g キャタリスト:12g 練和紙:1冊	作業時間:6分以上 硬化時間:7分以下	特別価格 3,400円
60997	ライフ ファーストセット	ベース:12g キャタリスト:12g 練和紙:1冊	作業時間:3分以上 硬化時間:5分以下	特別価格 3,400円

ライフ



ライフ ファーストセット



ライフ:高度管理医療機器 水酸化カルシウム系窩洞裏装材
医療機器承認番号:16000BZY00602000
ライフ ファーストセット:高度管理医療機器 水酸化カルシウム系窩洞裏装材
医療機器承認番号:16000BZY00896000

切削 ブルーホワイトカーバイドバー

ブルーホワイトカーバイドバー
レギュラー 330・1557・1558 100本パック

最大使用回転数:300,000回転/分以下

品目コード	品目コード	品目コード
330	1557	1558

標準価格 ~~19,000円~~ 特別価格

一般医療機器 歯科用カーバイドバー
医療機器製造販売元番号:1381X10405108700

ブルーホワイトカーバイドバー
リムーバル用 1931・1958 25本パック

最大使用回転数:300,000回転/分以下

品目コード	品目コード
1931	1958

標準価格 ~~15,500円~~ 特別価格

一般医療機器 歯科用カーバイドバー
医療機器製造販売元番号:1381X10405109300

ブルーホワイトカーバイドバー
ゼックリアタイプ 199Z 5本パック

最大使用回転数:300,000回転/分以下

品目コード
199Z

標準価格 ~~3,800円~~ 特別価格

一般医療機器 歯科用カーバイドバー
医療機器製造販売元番号:1381X10405108700

推奨使用方法

- 最大回転数を超えないよう、
5倍速を使用
- 削るようなフェザータッチで
負荷を軽減
- 切削面を押さえるため、角度は45°