



シリコン表面滑性剤

TK SILICONE CLEANER

T K シ リ コ ン ク リ ー ナ ー

キャンペーン期間 | 2025. 9/1 mon → 9/30 tue

シリコン表面滑性剤

TKシリコン クリーナー

模型材の流れをスムーズにし気泡の混入を防ぎます。

- シリコン印象・シリコン複印象へ模型材を流し込む時に!!
- アルジネート印象へ模型材を流し込む際にも効果を発揮!!
- ワックスパターンの表面処理に!!

TKシリコンクリーナー 噴霧効果試験

① TKシリコンクリーナー未使用



模型の細部に気泡混入がいくつかみられる。

② TKシリコンクリーナー使用



シリコン表面が滑性化し、模型への気泡混入を防止できた。

使用方法

シリコンの表面から約20cm離して噴霧して下さい。エアー等を用いますと乾燥時間を短縮できます。

※ワックスパターンクリーナーとしてもお使い頂けます。



スプレータイプ(LPG)180ml

標準価格(税別)

¥1,500

キャンペーン価格

¥1,200

20%
OFF

※ご注文＆お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。

●ご用命は…

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20

TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594



製造販売元

山八齒材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp