

歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® ディセンシタイザー


ここが魅力！粉液タイプの知覚過敏抑制材

ティースメイト ディセンシタイザー

TMD

開口した象牙細管をハイドロキシアパタイトで封鎖！

余計な成分を添加させていないことで、高濃度のHAp(ハイドロキシアパタイト)化が可能にハイドロキシアパタイトに転化した封鎖物が象牙細管に留まり、封鎖性・耐久性ともに優れています。



生活歯形成後の処置に ~形成象牙質にも処置が可能。セメントの接着力はそのまま~

ティースメイト® ディセンシタイザーは湿潤下でも問題なく使えるため、浸出液がある場合でも、知覚過敏抑制のため形成後に塗布できます。さらに、被膜もできないので、アンボラー・クラウンを装着しても浮き上がりの心配もありません。



歯石除去後の処置に ~歯がしみないから、患者さんの負担を軽減~

歯石を除去すると象牙質が露出し、知覚過敏が発生しやすくなる場合があります。その際にティースメイト® ディセンシタイザーを歯肉溝や歯間部に塗布すると知覚過敏を抑制できます。



処置後に「ここしみるかも?」と思ったときに、ティースメイト® ディセンシタイザーは即時抑制できる・生体親和性が高い・接着阻害しないなどの観点から有効です。

露出根面や歯質の状態が
良くない症例に

形成後の
象牙質表面に

スケーリング後
PMTc後に

歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® ディセンシタイザー ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】
2025.9.22>>>10.20


数量
限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ティースメイト® ディセンシタイザーご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



特別価格にてご提供!!

関連資料のご案内



ご入用の場合はお出入りのディーラーにご依頼ください。



クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその買収会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●指定期間の標準価格は2025年9月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル 株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大坂本社 大坂府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合センター お客様相談センター<歯科医療従事者専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区本ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594