

ディスポーザブル歯科用注射針

カルプーレ®エコノ Spring キャンペーン



ランセット加工

剛性の高い針管

シリコーン
コーティング

ポイントマーカー

ルアーロック/
ネジ式対応

日本製

2026 年

数量
限定

3月2日(月)~3月31日(火)

『カルプーレ』は、
高品質で、種類の豊富な歯科用注射針。
経済性に優れたエコノパックを
上記期間、【特別価格】にてご提供いたします。

製品コード	製品名	太さ	長さ	カラーコード
66081766	カルプーレ 35G 12 エコノ 300	0.23mm	12mm	
66975731	カルプーレ 33G exs16 エコノ 320	0.26mm	16mm	
66974023	カルプーレ 33G exs14 エコノ 320	0.26mm	14mm	
66975732	カルプーレ 31G ショート18 エコノ 320	0.28mm	18mm	
66974020	カルプーレ 31G ショート エコノ 320	0.28mm	16mm	
66974021	カルプーレ 31Gxs12 エコノ 320	0.28mm	12mm	
66974015	カルプーレ 30G ショート エコノ 320	0.30mm	21mm	

警告

本品を穿刺中に抵抗を感じた場合、無理な力で操作をしないこと。
また、穿刺中に針の曲がり等異常を感じた場合は、使用を中止すること。[針の曲がり・折れの原因となる。]

禁忌

針を折り曲げて使用しないこと。
35G、33G、31Gは、伝達麻酔には使用しないこと。
35Gは、歯根膜韧带内麻酔には使用しないこと。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉 35G、33Gは、大白歯には使用しないこと。

「カルプーレ」のお得なキャンペーンのご案内です。

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

販売名 カルプーレ
一般名称 歯科用注射針
分類 管理医療機器
認証番号 16200BZZ00199000

*裏面もご覧ください。

2026年1月5日 **新発売**


針刺し事故を防ぐための新しい選択肢

(カルプーレ[®]専用)


感染予防の必需品

カルプーレ[®] フィンガープロテクター

～医療従事者の事故防止のために～




2つのパターンの
針刺し防止を
目的としています。



リキャップ時の
針刺し

※本製品はリキャップを
推奨するものではありません。

キャップ突き抜け
による針刺し



製品紹介
使用方法



日本赤十字社和歌山医療センター
感染症内科 小林 謙一郎 先生

【解説文】

歯科診療では針刺しが多く、報告されている事例は一部にとどまります*1。歯科診療所における針刺し調査では、歯科医師の約7割が診療中の針刺しの経験がありました。麻酔用注射針による、リキャップ時の受傷が多くみられました*2。また、両手でのリキャップは、片手と比べて針刺しの頻度が2倍高くなることが報告されており*3、なるべく片手で行うことが推奨されています。可能な限りリキャップを避けるべきと考えられていますが、再麻酔の想定や、注射針の取り外しなど、リキャップを避けられない場合も少なくありません。

『カルプーレフィンガープロテクター』は、操作性に優れ、指先をしっかりと保護しながら、リキャップやシリンジからの取り外し作業時における針刺しを予防します。

針が曲がった場面でも、針先の逸脱を抑え、専用廃棄容器へ安全に廃棄することが可能です。

■ お問い合わせとご用命は…

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594



www.kulzer.co.jp

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13

TEL.03-5803-2151