

クラレの2液ボンド あなたはどっち？

安定した
接着力



接着力

抗菌性



抗菌
+
フッ素



歯科用象牙質接着材料(歯科セラミックス用接着材料)(歯科用金属用接着材料)(歯科用知覚過抑制材料)

クリアフィル® メガボンド® 2

接着力のポイント1 高活性光重合触媒によって硬化性の向上！

高活性なラジカルが多く発生するため、硬化速度が上がり硬化特性が向上します。



硬化速度・硬化性の向上により
重合率のUP！




R• = ラジカル

接着力のポイント2 エアブローの影響を受けにくい象牙質接着

テクニカルエラーの低減

エアブローによるボンディング材の厚さの変化によらず、象牙質に対して「クリアフィル® メガボンド®」と同等以上の接着力を示します。



測定条件: 被覆面: 牛歯#600研削面、被覆面積: 0.238 mm² 照射器: ベンキュア2000標準モード、プライマー: 20秒処理、ボンド: 光照射10秒 37℃水中24時間浸漬(初期)、または37℃水中24時間浸漬してサーマルサイクル(4-60℃、4000回: TC4000)
測定装置: オートグラフ AG-100kN (島津製作所)、クロスヘッドスピード: 1 mm/min
クラレ/リタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

高度管理医療機器 医療品含有歯科用象牙質接着材

クリアフィル® メガボンド® FA

抗菌性MDPBは抗菌部位と重合部位を併せ持ったモノマーです。
光重合前に**抗菌性が発現!**重合硬化後は抗菌性を発現しません。




幅広い菌に抗菌性がある
塩化セチルピリジニウム(CPC)の抗菌メカニズム



抗菌性MDPBは、抗菌剤塩化セチルピリジニウムに類似した抗菌部位を有しています。
※抗菌性モノマー MDPBは、2次発酵抑制効果は臨床的に実証されています。

ボンドに配合された表面処理フッ化ナトリウムから**フッ素が徐放**され、
更にフッ素イオンを放出した後も、安定した構造が維持されます。



メガボンドFAをより詳しく！
今里聡先生 デンタルマガジン



クリアフィル® メガボンド® 2 クリアフィル® メガボンド® FA

使ってみよう! キャンペーン

【実施期間】2023.11.21>>>12.20 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、口頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「クリアフィル®メガボンド®2・クリアフィル®メガボンド®FA 使ってみよう! キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® メガボンド® 2 キットを



- 標準価格 18,380円 202430270
- 内容 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、遮光板(C)1個、遮光板(B)1個、アプリケーターブラシ(ファイン&シルバー)50本

クリアフィル® メガボンド® FA セットを



- 標準価格 19,950円 202410910
- 内容 プライマー(6mL)1本、ボンド(5mL)1本、遮光板(B)1個、スポンジ小片(NL)1個、アウトウェーケース1個

特別価格にてご提供!

特別価格にてご提供!

販売名 クリアフィル® メガボンド® 2 一般名 歯科用歯牙接着剤(歯科セラミックス用接着剤材料)(歯科金属用接着剤材料)(歯科用知覚過敏抑制剤材料) 医療機器認証番号 227ABZ000114000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名 クリアフィル® メガボンド® FA 一般名 歯科用歯牙接着剤(歯科セラミックス用接着剤材料)(歯科金属用接着剤材料)(歯科用知覚過敏抑制剤材料) 医療機器認証番号 21700BZZ00442000 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅢ)

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の価格、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2023年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●販路に関りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書をお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市重水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター 08. 2200. 22 8020(フリーコール)
> 歯科医療従事者様専用
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594

【症例紹介】

Ⅱ級CR充填の悩みどころ……………



コンタクトポイントを緊密に、シリコン素材による優れた適合性

【上顎大臼歯Ⅱ級窩洞】ストラタG リテーナー Sを使用



術前。



古い修復物を除去する。



カリエステディクター(クラレノリタケデンタル)を塗布し感染歯質を染め出す。



感染歯質を除去し高洞形成。



ラバーダム防湿を行う。



ストラタG リテーナー Sを用いて隔壁を設置する。



K エッチャント シリシジ(クラレノリタケデンタル)でエナメル質高縁をセレクトエッチング。



クリアフィル メガボンド2(クラレノリタケデンタル)で接着操作を行う。



高底部をクリアフィルマジェスティ ESロー Universal High (クラレノリタケデンタル)で一層薄くライニングする。



隣接面辺縁隆起部を再構築する。



咬合面を充填し形態を再現。



術後。(症例提供:田代歯科医院・田代清史先生)

STRATA-G™

ストラタG システム イントロキット

標準価格 54,800円 206830100

ストラタG リテーナー S 1本

ストラタG バンド5種 各4本

小児用

スモール

セミスタンダード

スタンダード

ラージ

リングフォーセップス フォーエッジ v2 1本

ストラタG ウェッジ4種 各10本

エラストマース

スモール

ミディアム

ラージ



ストラタGのキャンペーン実施中!

ストラタG システム新発売記念キャンペーン

期間 2023年9月21日~12月20日 数量限定

ストラタG システム イントロキット

標準価格 54,800円 206830100

ストラタG リテーナー L

標準価格 27,800円 206830102L

ストラタG バンド 5種 各5枚

各型異型に合わせたカーブが歯牙へフィットしやすく、咬合面の再構築が容易です。

小児用 スモール セミスタンダード スタンダード ラージ

積み上げ価格 90,800円相当を

特別価格にてご提供! キャンペーンコード 206830808

販売名: ストラタG システム 一般名: 歯科用接着剤、修復材補助器具、クラス分類: 一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器認証番号: 27B1X00109000355
販売名: ストラタG リテーナー 一般名: 歯科用マトリックスリテーナー、クラス分類: 一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器認証番号: 27B1X00109000352
販売名: ストラタG バンド 一般名: 歯科用マトリックスバンド、クラス分類: 一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器認証番号: 27B1X00109000353
販売名: ストラタG フォーエッジ 一般名: 歯科用マトリックスバンド、クラス分類: 一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器認証番号: 27B1X00109000354
販売名: コンボジット 3D リングフォーセップス 一般名: 歯科用接着剤、修復材補助器具、クラス分類: 一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器認証番号: 27B1X00109000234 製造販売 株式会社モリタ 製造 キヤリン・デンタル・ソリューションズ(中国)
販売名: クリアフィル® メガボンド® 2 一般名: 歯科用歯牙接着剤(歯科セラミックス用接着剤材料)(歯科金属用接着剤材料)(歯科用知覚過敏抑制剤材料) 医療機器認証番号: 227ABZ000114000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名: クリアフィル® メガボンド® FA 一般名: 歯科用歯牙接着剤(歯科セラミックス用接着剤材料)(歯科金属用接着剤材料)(歯科用知覚過敏抑制剤材料) 医療機器認証番号: 21700BZZ00442000 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅢ)
販売名: K エッチャント シリシジ 一般名: 歯科用エッチング剤 医療機器認証番号: 226ABZ000000000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ