

キャンペーン期間 2023.12.21>>>2024.1.20 [数量限定]

GC



MIコア ファ이버ポスト ご愛用大感謝 CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「MIコア ファ이버ポスト ご愛用大感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

MIコア ファ이버ポスト **φ1.2**
20本包装×**2**袋を
特別価格にてご提供!!

今だけ!!
とてもお得な**限定セット**




MIコア ファ이버ポスト **保険適用**

【種類】φ1.2(mm) ※全長22mm

【包装 希望医院価格】エコバック1袋:20本=¥12,540 管理医療機器 単回使用 228AABZX00047000


ファイバーを均等かつ高密度に配置



MIコア ファ이버ポストは、
直径約14μmのファイバーガラスを
縦方向に均等かつ密に束ね、レジンで
包埋しています。

(ファイバー充填率=77wt%)

診査・診断に適したX線造影性



光透過性が高いため、光が届き
にくいポスト部のレジンコア材の
光硬化促進が期待されます。

(φ1.2でアルミニウム3mm相当)

半透明で高い光透過性

光透過性が高いため、光が届きにくいポスト部のレジンコア材の光硬化
促進が期待されます。





照射光はMIコア
ファイバーポストの
断面のみにしか
当てていませんが、
照射光が全体に
導かれ、根管部
まで届いているの
がわかります。



強度と弾性のベストバランス

曲げ強さ700MPa以上を有し、金属に比べて象牙質に近似した弾性係数のため、
柔軟性があり歯根破折の低減が期待できます。



キトリ

ご注文書 キャンペーン期間:2023年12月21日~2024年1月20日

貴医院名・技工所名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者
様	

対象製品	ご購入数
〈キャンペーン〉 MIコア ファ이버ポスト φ1.2 20本包装 2袋	
【お取引販売店様へお願い】 GCへのご発注の際は、 当該キャンペーン専用コードにてご発注ください。	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は

株式会社 松本歯科商会

〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594