

義歯床用短期弾性裏装材

# ティッシュコンディショナー フレクトン 新発売キャンペーン

期間 2024年10月21日～11月20日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、「ティッシュコンディショナーフレクトン」の新発売を記念いたしまして、『ティッシュコンディショナー フレクトン新発売キャンペーン』を企画いたしました。期間中「ティッシュコンディショナー フレクトン セット」を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

お好みの  
フロー感に  
調整可能

低アルコール  
4%

選べる  
2カラー  
ピンク ホワイト

貼りかえ  
簡単

義歯床用短期弾性裏装材  
ティッシュコンディショナー  
フレクトン セット

粘膜調整／機能印象／暫間裏装  
■標準価格 6,800円 204510030(P/W)

特別価格にて  
ご提供!



特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中ごめキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

製造 NISSIN

京都府亀岡市旭町種ノ口88 〒621-0001

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020 (フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com


株式会社 松本歯科商会  
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20  
TEL 022-293-3588 / FAX 022-293-3584

Tissue Conditioner  
FLECTON  
ティッシュコンディショナー フレクトン

やさしく、やわらかな  
ティッシュコンディショナー


調整可能なフロー感

粉計量容器に記された線を参考にして、粉量を調整することでお好みのフロー感に調整いただけます。



“短時間で”はがしやすい

べたつかず、一体となつてはがせるため  
簡単に貼りかえることができます。



低刺激でやさしい

低アルコールで苦みが少なく、ピリピリするといった  
患者さまへの負担がありません。

機能印象ができる

高い印象採得能があり、機能印象を取ることができます。

使用方法

※使用前には注意事項をお読みください。



義歯床用短期弾性裏装材  
ティッシュコンディショナー  
フレクトン

粘膜調整／機能印象／暫間裏装

■色調 ピンク／ホワイト  
■セット内容 粉100g、液100mL、スプチュラ  
混和器、スポイト、粉計量容器  
■単品(粉) 粉100g、粉計量容器  
■単品(液) 液100mL、スポイト  
■標準価格  
セット(ピンク/ホワイト) 6,800円 204510030(P/W)  
粉材(ピンク/ホワイト) 4,430円 204510031(P/W)  
液材 2,330円 204510032



関連商品  
ティッシュコンディショナーにも使える  
入れ歯洗浄剤  
「キラリ泡タイプ」が  
オススメ!!

口腔内装置洗浄剤  
キラリ泡タイプ

■標準価格  
100mL 1,000円 204530569  
希望価格 1,180円

