


New product News

新商品のお知らせ

曇りにくから、見やすい。診やすい。軽くて持ちやすいデンタルミラーが新登場！



M2 レインボウ

見やすい/
3倍率の拡大ミラー



3倍率



等倍

モトランサー ミラー 医療機器届出番号 27B1X00020306008 一般医療機器



モトランサー

デンタルミラー

新発売



製品カタログは
こちらからチェック！



他のシリーズ・カラーも好評販売中です！



メールマガジンや、SNSに登録して
セミナー情報、お得な情報・お役立ち情報をゲットしよう！

●メールマガジン●



白水貿易メールマガジン
登録フォームはこちらから

●動画コンテンツも配信中！●



●Instagram●



@hakusui_trading

●LINE●



Hakusui_trading
友だち登録をして最新の
セミナー情報をゲットしよう！


●Facebook●



@hakusuit

お知らせ

HAKUSUI NEWS



HAKUSUI 主催
セミナー開催中！

歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士向けの
セミナー、ウェビナーを
ホームページにて公開中です！

セミナー内容や
お申込みは
こちらから！



チェック！

商品の詳細・デモのご依頼などは、お取引の歯科商店様へお問い合わせください。
掲載価格は税別です。商品の仕様は、変更される場合がございます。

株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区山崎3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)8396-4400
広島 | 広島市南区西原3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.05.13.000 K01

2025年5月発行号

特別価格で
ご提供します！



HAKUSUI
Campaign

キャンペーン



製品カタログは
こちらから
チェック！



Exactly yours

歯科用ゴム製研磨材

サン ポリッシャー EZA クリニカル Aセット ダブルパック キャンペーン

期間中、サン ポリッシャーEZAクリニカルAセット（3本入り）2パックに
ケースをセットにして、特別価格でご提供いたします。



EZAクリニカルAセット



ケース＜非売品＞
サイズ：W55×H65×D41mm
（最大18本収納可能）

期間限定！
ダブル
パックで

11% off

さらに
ケース付き！



※EZAのセットイメージ

EZA クリニカルAセット（3本入り）

ダイヤモンド 粒子入り	×2 パック	EZA	103204XC	103204M	103204F
サイズ [mm]			φ4.4 × 10.5	φ4.4 × 10.5	φ4.4 × 10.5
推奨回転数 [rpm]			15,000	15,000	15,000

6本入セット(3本入り×2)に
ケースが付き

キャンペーン 標準価格
5,700円
で提供いたします
商品コード 15800015

キャンペーン期間
2025.5/21
2025.7/18



瞬輝！
ジルコニア研磨が
かんたん！！

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

滅菌
できます！

made
in
Germany

医療機器届出番号 27B1X0002030012 一般医療機器



製品カタログは
こちらから
チェック！



Exactly yours

歯科用ゴム製研磨材

サン ポリッシャー PSC 2本セット キャンペーン

期間中、サン ポリッシャーPSCの同種類を2本セットにして、
特別価格でご提供いたします。

繊細な切削用

繊細なマージン部や特長付けに使用します



ダイヤモンド
粒子入り

 ダイヤモンド 粒子入り	 ×2	 ×2	 ×2	 ×2	 ×2	 ×2
	132104F	138104F	151104F	199104F	508104F	566104F
	シリンドラー048	コーン 040	ウィール120	コーン050	トービード025	シリンドラーラウンド035
サイズ [mm]	φ4.8 × 13	φ4 × 10.5	φ12 × 2.4	φ5	φ2.5 × 7	φ3.5 × 10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855015	15855025	15855035	15855045	15855055	15855065

いつでもより
10%お得！

標準価格
9,000円
で提供いたします

標準価格
7,700円
で提供いたします

標準価格
11,700円
で提供いたします

標準価格
7,700円
で提供いたします

標準価格
6,800円
で提供いたします

標準価格
7,700円
で提供いたします

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がり



医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

製品について何かお困りではありませんか？

当社ホームページでは、各製品について寄せられる「よくあるご質問（FAQ）」を、一覧ページで分かりやすくご紹介しております。

製品についてお困りですか

各製品のよくある質問(FAQ)一覧ページです。

スプラソン P-MAX2



よくある質問

クラスBオートクレープリサ(Lisa)・ララ(Lala)



よくある質問

リサ・ララの仕様

ミーレ ジェットウォッシャー-PG8581/PG8591



よくある質問

LMシャープダイヤモンド



よくある質問



よくあるご質問（FAQ）ページは、こちらの二次元コードからご覧いただけます


<https://www.hakusui-trading.co.jp/faq-p/>

FAQから一部をご紹介 /

クラスBオートクレープリサ(Lisa)・ララ(Lala)のよくあるご質問

Q 4.減面バッグの置き方や向きはありますか？

A 4.減面バッグを置く際は可能であれば、減面バッグを立てた状態で置いてください。立てて置くことが出来ない場合は、紙を上にして置いて下さい。蒸気が到達しないと減面効果を得ることが出来ないため、減面バッグと減面バッグを重ね合わせ、蒸気の通り道を確保した状態で減面バッグを置いてください。又、減面バッグに目印を記入する場合は、被減面物にあたる減面バッグの端のビニール面に書いてください。（紙の面に油性ペン等で記入するとインクが滲れ、インク成分が被減面物に付いてしまう可能性があります。）



スプラソン P-MAX2 医療機器認証番号 224ALBZX00039000 管理医療機器 / クラスBオートクレープリサ 医療機器認証番号 224ALBZX0008000 管理医療機器 / クラスBオートクレープリサ 医療機器認証番号 301ALBZX00013000 管理医療機器 / ミーレ ジェットウォッシャー-PG8581 医療機器認証番号 13BZX10362000016 一般医療機器 / ミーレ ジェットウォッシャー-PG8591 医療機器認証番号 13BZX10362000017 一般医療機器 / LM シャープダイヤモンド 医療機器認証番号 27B1X00020228039/27B1X00020228040/27B1X00020228041 一般医療機器

2025年5月発行号 キャンペーン

HAKUSUI
OFFICIAL
SNS

LINE

HAKUSUI trading

@hakusui_trading

@hakusui

Facebook

製品カタログは
こちら▼



premier

歯科用レジンセメント

インプラントセメント キャンペーン

インプラントセメント スタンダードパック1セット(セメント5mL 1本/チップ茶白 10ヶ)に、インプラントセメントミニ(2.5mL)1本とチップ茶白5ヶをセットにして、増量特別セット価格にてご提供します。

キャンペーン期間

2025.5/21

2025.7/18

スタンダードパック



インプラントセメントリフィル(5mL)

10ヶ



オートミックスチップ 茶白 10ヶ

増量セット



インプラントセメントリフィル(2.5mL)

5ヶ



オートミックスチップ 茶白 5ヶ

標準価格 14,400円 相当のところ

キャンペーン 標準価格

11,900円

下記提供いたします

いつでも
17%お得!

商品コード 00211691



外したい時に
外せる!

しっかりと合着・維持

撤去操作が簡便

インプラント用レジンセメント

管理医療機器 医療機器認証番号 インプラントセメント 224AGBZX00018000



MIKRONA
a Swiss Dental Technology

印象材自動練和器

ミクロナミキサーⅡ キャンペーン

期間中、ミクロナミキサー1台にミクロナ計量器1個をセットにして、特別価格にてご提供いたします。

キャンペーン期間 2025.5/21～2025.7/18



ミクロナ計量器小 500mL

アルギン酸印象材を
均質に!
※必ず均質!

計量器小がセットで
キャンペーン 標準価格
287,000円
下記提供いたします

商品コード 00481436

簡単 スピーディー 気泡なし

アルジネート印象材を簡単操作で均質に!!



手練和

印象材の仕上がりが
比べてください

ミクロナミキサーⅡ使用

医療機器認証番号 ミクロナ ミキサーⅡ 27B1X00020230006 一般医療機器

This month's video

今月のおすすめ動画



ミクロナミキサーの使用方を
動画でご覧ください!



おすすめ



動画をご覧になれる方は
QRコードを読み取って
ご覧ください。

簡単

スピーディー

気泡なし

<https://vimeo.com/271040751>



ミクロナ社について

1959年に設立されたMIKRONA TECHNOLOGIE AGは、
歯科用の革新的で高品質な製品を開発、製造、販売しています。
チューリッヒ地域に本社を置く同社は、世界中で事業を展開し、
30か国以上のお客様にご愛用いただいております。

製品詳細はこちら



GINGI-PAK® 歯肉圧排綿糸

ジンジパックコードキャンペーン

期間中、ジンジパックコード1瓶に同サイズのジンジパックコード1瓶をセットにして、特別価格にてご提供いたします。

キャンペーン期間

2025.1/21

2025.7/18



2瓶
特別
セット

- #1 (細/φ0.6mm)
- #2 (中細/φ1.4mm)
- #3 (太/φ1.6mm)
- 極太 (φ1.7mm)

種類 商品コード
#1 00240621
#2 00240622
#3 00240623
極太 00240624

標準価格 7,200円 相当のところ

特別価格

下記提供いたします



こんなに簡単!
イージーカット

より糸仕様

SOFT-TWIST

メーカー史上、
1瓶最長274cmの内容量!



薬液含有 全長274cm イージーカット

塩酸アドレナリン含有の100%コットン糸を使用。

選べる4種類の直径。容量は274cmとロング。

「SOFT-TWIST (より糸)」は、形態の柔軟性に優れた仕様です。

高度管理医療機器 医療機器承認番号 ジンジパック 220008ZX01139000