

キャンペーン期間

2025.7/22(火) > 8/20(水)

期間・数量限定



MIコア ファイバーポスト 新規&ご愛用感謝 キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「MIコア ファイバーポスト 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

MIコア ファイバーポスト 60本包装 1袋 と

キャンペーンセット品 **G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉1本** を
組み合わせ価格にてご提供！

対象製品

お得な
60本
包装



支台築造用ファイバーポスト

MIコア ファイバーポスト

種類 ● $\phi 1.2$ 、 $\phi 1.4$ 、 $\phi 1.6$ (mm) ※全長はすべて22mm

包装・希望医院価格 ● 1袋:60本=各¥35,800

歯科根管用ポスト成形品 ジーシー MI コア ファイバーポスト

管理医療機器 単回使用 228AABZX00047000

保険適用

キャンペーンセット品



- 多様なマテリアルに対応する接着性モノマーを配合した1液性プライマー
- ファイバーポストや補綴装置へのシランカップリング処理が可能。



補綴装置の前処理
にも使えます

0秒放置

常温保存

セットする補綴装置の種類

G-マルチプライマー

メタルクラウン メタルインレー メタルコア

— 不要

ジルコニア

○ 適宜 形成・適合条件等、
強固な接着を必要とする症例

CAD/CAMハイブリッドレジンブロック クラウンインレー

● 必要

セラミックス レジンコア(間接法)

歯冠修復物接着用プライマー

G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉

【期間限定販売品】 希望医院価格 ¥2,800 包装 ● 1函:1mL 1本

歯科セラミックス用接着材料 ジーシー G-マルチプライマー

管理医療機器 228AABZX00003000



Point

● ファイバーを均等かつ高密度に配置

直径約14 μ mのファイバーガラスを縦方向に均等かつ密に束ね、レジンで包埋しています。
(ファイバー充填率=77wt%)




MIコア ファイバーポスト横断面

● 半透明で高い光透過性



光透過性が高いため、光が届きにくいポスト部のレジンコア材の光硬化促進が期待されます。

照射光は MIコア ファイバーポストの断面のみにしか当てていませんが、照射光が全体に導かれ、根管部まで届いているのがわかります。



● 強度と弾性のベストバランス

曲げ強度700MPa以上を有し、金属に比べて象牙質に近似した弾性係数のため、柔軟性があり歯根破折の低減が期待できます。



ジーシー研究所測定データ

ご注文書

キャンペーン期間：2025年7月22日(火)～8月20日(水)

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	株式会社 松本歯科商会
ご担当者	

対象製品		ご購入数	キャンペーンセット品
MIコア ファイバー ポスト	$\phi 1.2$	袋	G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉 1本
	$\phi 1.4$	袋	
	$\phi 1.6$	袋	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。